




Accueil > Lab Water Purification > Lab Water Purification Consumables > by Water Purification System > Cartouche de purification SynergyPak® 1

SYPK0SIA1 | Cartouche de purification SynergyPak® 1



Pour les systèmes Synergy® raccordés à une eau d'alimentation Elix® / osmosée / distillée

SYPK0SIA1

1

Le prix n'a pas pu être récupéré
La quantité minimale doit être un multiple de

Les prix peuvent être modifiés sans préavis

[Demande d'informations complémentaires](#)

[Aperçu](#) [Documentation complémentaire](#) [Produits & Applications associés](#)

Aperçu

Description
Applications
Informations physico-chimiques
Informations sur l'emballage

Description	
Référence	SYPK0SIA1
Description	Cartouche de purification SynergyPak® 1

Applications

Application Pour les systèmes Synergy® raccordés à une eau d'alimentation Elix® / osmosée / distillée

Informations physico-chimiques

Dimension de pores 0.22 µm

Informations sur l'emballage

Quantité 1

[Nous contacter](#)

[Groupe Merck](#) | [Mentions légales](#) | [Conditions d'utilisation](#) | [Respect de la vie privée](#) | [Conditions de vente](#)

© 2018 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

© Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, 2014. Toutes les références à Merck désignent Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne.