



54072-U Supelco

LpDNPH S10 Cartridge

bed wt. 350 mg, volume 3 mL



FDS

[Similar Products](#)

Conditionnement - SKUDisponibilité		Prix (EUR)	Quantité
54072-U	Seulement 6 en stock (d'autres en cours d'arrivage) - A PARTIR DE	592.00	0

[Commandes Bulk?](#)

[AJOUTER AU PANIER](#)

Propriétés

Related Categories	Active Sampling, Air Monitoring, Analytical/Chromatography, LpDNPH Cartridges, LpDNPH S10 Cartridges, Sample Preparation & Purification, Solvent Desorption Tubes & Cartridges Less...
--------------------	---

composition	bed wt., 350 mg High Purity Silica Gel Coated with 2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH)
packaging	pkg of 50 ea (1 per nylon zip bag)
volume	3 mL
Agency/Method	ASTM D5197
	EPA 100
	EPA IP-6A
	EPA TO-11A
	EPA TO-11A
storage temp.	NIOSH 2016
	2-8°C

[montrer moins de résultats](#)

Description

General description
The design of the S10 cartridge makes it easy to use in the field and laboratory. Reusable adaptors are available for connecting the cartridge to the sampling pump. The built in reservoir eliminates the need to attach a syringe for sample extraction/elution.

Informations Sécurité

RIDADR	NONH for all modes of transport
WGK Germany	nwg

Documents

Certificat d'Analyse

Entrez le Lot N°

[Devis/ Commande de produits Bulk](#)

[FDS](#)



TOP

Customers Also Viewed



21024-U
LpDNPH S10 Cartridge
Starter Kit, bed wt. 350 mg, volume 3 mL



21026-U
LpDNPH S10 Cartridge
bed wt. 350 mg, volume 3 mL



23124-U
LpDNPH S10 Cartridge
bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea



21014
LpDNPH S10 Cartridge
bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea



LpDNPH S10 Cartridge S10

Recently Viewed



54067-U
Supelclean™ ENVI-Carb™ II/PSA SPE Tube
bed A 500 mg (Supelclean™ ENVI-Carb-II SPE), bed B 500 mg (Supelclean™ PSA SPE),

54065-U
DNPH Frits, pk 108



54058-U
Supelclean™ ENVI-Carb™ II/PSA SPE Tube
bed B 600 mg (Supelclean™ PSA SPE), bed A 300 mg (Supelclean™ ENVI-Carb-

54046-U
Supelclean™ LC-Si SPE Tube
glass hardware, PTFE frit, bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30

54036-U
pk20 Envicarb/LC-NH2/Si SPE Tubes 20mL
bed A 500 mg (Carbopack B 120/400), bed B 400 mg (Supelclean LC-NH2), bed C 600 mg (Supelclean LC-Si), volume 20 mL, pkg of

Protocoles et articles

Documentation référencée

[Avez-vous utilisé ce produit dans vos Protocoles et articles? Si oui, cliquez ici.](#)

Produits associés

Related Product

Product #	Description	Add to Cart
08168	Timestrip Plus™ 8 °C	prix

Milli-o® water purification solutions

Ultrapure & Pure Systems for Every Lab

[Learn More](#)

