

Portoirs PCR



PCR Workstation

Portoirs en polypropylène pour le stockage des tubes, barrettes et plaques PCR et des tubes 0,5 ml et 1,5/2,0 ml. Grille alphanumérique moulée. Deux portoirs (Portoir A et Portoir B) pouvant être assemblés pour former une PCR Workstation complète.

Température d'utilisation : de -90 à 121 °C. Autoclavable.

PCR Workstation					
	Description	Couleur	Référence	Quantité	
	Portoir A uniquement (Portoir Satellite) Pour 96 tubes PCR 0,2 ml individuels, en barrettes ou en plaque Chaque portoir comporte un couvercle transparent télescopique Dimensions (L x l x H) : 127 x 87 x 33 mm (avec couvercle)	Bleu Néon*	E2396-1641	1	
		Vert Néon*	E2396-1642	1	
		Orange Néon*	E2396-1643	1	
		Rose Néon*	E2396-1644	1	
		Jaune Néon*	E2396-1646	1	
		Assortis Néon**	E2396-9649	5	
	Portoir B uniquement (Portoir Workstation) Pour : 32 tubes PCR de 0,2 ml 16 tubes de 0,5 ml, et 24 tubes de 1,5/2,0 ml Chaque portoir comporte un couvercle transparent télescopique Dimensions (L x l x H) : 215 x 115 x 50 mm (avec couvercle)	Bleu Néon*	E2396-1651	1	
		Vert Néon*	E2396-1652	1	
		Orange Néon*	E2396-1653	1	
		Rose Néon*	E2396-1654	1	
		Jaune Néon*	E2396-1656	1	
		Assortis Néon**	E2396-9659	5	
	Portoirs A et B (Workstation complète) Le portoir A (sans couvercle) peut être inséré dans le portoir B Chaque portoir comporte un couvercle transparent télescopique	Bleu Néon*	E2396-9691	1+1	
		Vert Néon*	E2396-9692	1+1	
		Orange Néon*	E2396-9693	1+1	
		Rose Néon*	E2396-9694	1+1	
		Jaune Néon*	E2396-9696	1+1	
		Assortis Néon***	E2396-9669	5+5	

* un portoir avec couvercle ** 5 portoirs de chaque couleur et cinq couvercles. *** 5 portoirs A (un de chaque couleur), 5 portoirs B (un de chaque couleur) et 5 couvercles pour portoir B.
Tubes non inclus

Portoirs PCR Lock-Rack					
	Description	Couleur	Référence	Quantité	
	Portoirs PCR Lock-Rack Ces portoirs en polypropylène peuvent s'assembler pour former un portoir plus ou moins grand. Le couvercle transparent couvre deux portoirs assemblés Chaque portoir contient 24 tubes de 1,5/2,0 ml, 16 tubes de 0,5 ml et 60 tubes de 0,2 ml. Deux portoirs assemblés peuvent recevoir une plaque PCR 96 puits Dimensions (L x l x H) : 133 x 107 x 56 mm (2 sections avec couvercle)	Assortis (bleu, vert, rouge et jaune)	E2344-2099	4 portoirs, 2 couvercles	

Consommables non inclus

Portoirs PCR Réversibles					
	Description	Couleur	Référence	Quantité	
	Portoirs PCR réversibles Portoirs réversibles en polypropylène avec couvercle à charnière transparent (détachable), pouvant contenir : 168 tubes 0,2 ml et 12 tubes de 1,5 ml d'un côté, et 40 tubes de 0,5 ml et 12 tubes de 1,5 ml de l'autre Température d'utilisation : -90 °C à 121 °C. Autoclavables Dimensions (L x l x H) : 206 x 131 x 54 mm	Assortis (bleu, vert, orange, rose, jaune)	E2396-0599	5	

Tubes non inclus