

Micropipettes électroniques ErgoOne® E

Plage de Volume (Code couleur)	Incrément	Err. systématique (Inexactitude) ± %	Erreur aléatoire (Imprécision) ± %	Référence	
Micropipettes Monocanal					
0,5-10 µl (rouge)	0,01 µl	5,0 à 1,0	2,0 à 0,4	G9001-0010	
2-20 µl (rouge)	0,02 µl	5,0 à 1,0	2,5 à 0,4	G9001-0020	
10-200 µl (jaune)	0,2 µl	4,0 à 0,8	0,6 à 0,2	G9001-0200	
50-1000 µl (bleu)	1,0 µl	3,0 à 0,6	0,6 à 0,2	G9001-1000	
250 µl-5 ml (violet)	5,0 µl	3,0 à 0,6	0,6 à 0,2	G9001-5000	
Micropipettes 8 Canaux					
0,5-10 µl (rouge)	0,01 µl	8,0 à 1,2	4,0 à 0,8	G9008-0010	
1-20 µl (rouge)	0,02 µl	8,0 à 1,0	3,0 à 0,5	G9008-0020	
5-100 µl (jaune)	0,1 µl	4,0 à 0,8	1,5 à 0,25	G9008-0100	
15-300 µl (vert)	0,5 µl	3,0 à 0,6	1,2 à 0,25	G9008-0300	
Micropipettes 12 Canaux					
0,5-10 µl (rouge)	0,01 µl	8,0 à 1,2	4,0 à 0,8	G9012-0010	
1-20 µl (rouge)	0,02 µl	8,0 à 1,0	3,0 à 0,5	G9012-0020	
5-100 µl (jaune)	0,1 µl	4,0 à 0,8	1,5 à 0,25	G9012-0100	
15-300 µl (vert)	0,5 µl	3,0 à 0,6	1,2 à 0,25	G9012-0300	

Les pipettes monocanal sont livrées avec une batterie, un chargeur (Europe/UK) et de l'huile de silicone. Les pipettes multicanaux sont livrées avec une batterie, un chargeur (Europe/UK), un support individuel, un rack de pointes TipOne® et de l'huile de silicone. Ces valeurs finales se réfèrent au volume nominal (maximal) de la micropipette. Métrologie réalisée conformément à la norme EN ISO 8655. Pour plus de détails, veuillez consulter le manuel d'utilisation.

Accessoires*

Description	Quantité	Référence	Prix
Chargeur d'alimentation pour Europe/UK (230V/50 Hz)	1	G9999-1000	
Portoir avec alimentation AC pour Europe/UK (230V/50 Hz) pour 3 micropipettes monocanal jusqu'à 1000 µl	1	G9999-1001	
Portoir individuel (pour ErgoOne® E monocanal jusqu'à 1000 µl)	1	G9999-1002	
Portoir individuel (pour ErgoOne® E 500-5000 µl)	1	G9999-1003	
Portoir individuel (pour toutes les micropipettes multicanaux)	1	G9999-1004	
Batterie de remplacement	1	G9999-1005	
Huile de silicone pour piston (pour micropipettes monocanal de 10 à 1000 µl)	1	G9999-1006	
Huile de silicone pour piston (pour micropipettes monocanal 5000 µl et micropipettes multicanaux)	1	G9999-1007	
Graisse fluorée pour l'axe de guidage (pour micropipettes multicanaux)	1	G9999-1008	

* Toutes les pièces détachées ne sont pas listées. Pour plus de détails, veuillez consulter le manuel d'utilisation.



G9999-1001



G9999-1002



G9999-1004



Affichage digital clair

L'affichage digital large et la structure des menus intuitive font des ErgoOne® E des pipettes de choix pour le pipetage de routine.



Batterie longue durée

Environ 4000 cycles de pipetage avec une charge ! Fonction spéciale "Battery Refresh" pour augmenter le rendement et prolonger la durée de vie de la batterie. Extinction automatique après 10 minutes pour économiser la batterie.



Utilisable pendant la charge

Toujours prête, ErgoOne® E peut être rechargée pendant son utilisation !