



# Plaques PCR



## Capacité :

Le volume maximal par puits de chaque plaque 96 puits est de 350 µl environ en version standard et 200 µl en version Low Profile



## Plaques non jupées

- Hauteur standard ou Low Profile
- Plaque découpable facilement avec des ciseaux
- Plaques noires ou blanches disponibles dans la plupart des styles
- Plaques non jupées universelles, convenant à la plupart des thermocycleurs
- Petits conditionnements pratiques
- Autoclavables
- Certifiées exemptes de RNase, DNase et DNA

### Plaques PCR non jupées

Description	Coin coupé	Grille*	Couleur	Quantité	Référence	
<b>Plaque Low Profile</b>						
Plaque PCR 96 puits	12H	I	Naturel	20	E1403-0200	
Plaque PCR 96 puits	12H	I	Noir	20	E1403-0208	
Plaque PCR 96 puits	12H	I	Blanc	20	E1403-0209	
<b>Plaque hauteur standard</b>						
Plaque PCR 24 puits		M	Naturel	10	B1402-0625	
Plaque PCR 48 puits		M	Naturel	10	B1402-0648	
Plaque PCR 96 puits	12A	I	Naturel	10	E1403-1200	
Plaque PCR 96 puits	12A	I	Naturel	100	E1403-1200-C	
Plaque PCR 96 puits	12A	I	Noir	10	E1403-1208	
Plaque PCR 96 puits	12A	I	Blanc	10	E1403-1209	
<b>Scellage</b>						
Bouchon dôme en barrette de 8 pour plaques 24 et 48 puits			Naturel	1000	B1401-4400	
Bouchon plat en barrette de 8 pour plaques 24 et 48 puits			Naturel	1000	B1401-3300	
Feuillet mat Silicone autoclavable**			Naturel	5	E1403-0000	

\* I = imprimée, M = moulée

\*\* **A NOTER :** le feuillet mat E1403-0000 ne convient pas à la qPCR. Les plaques ci-dessus peuvent être scellées avec des barrettes de bouchons (page 80), ou des films (page 93). Pour voir l'ensemble de nos possibilités de scellage, rendez-vous page 90.

## Plaque PCR découpable

Plaque PCR non jupée hauteur standard. Cette plaque est plus flexible que les autres plaques de notre catalogue et peut être facilement découpée avec des ciseaux.



### Plaques PCR non jupées (découpables)

Description	Coin coupé	Grille*	Couleur	Quantité	Référence	
<b>Plaque hauteur standard</b>						
Plaque PCR 96 puits, non jupée, découpable	12A	I	Naturel	10	E1403-0100	
<b>Scellage</b>						
Feuillet mat Silicone (autoclavable)**			Naturel	5	E1403-0000	

\* I = imprimée

\*\* **A NOTER :** le feuillet mat E1403-0000 ne convient pas à la qPCR. Les plaques ci-dessus peuvent être scellées avec des barrettes de bouchons (page 80), ou des films (page 93). Pour voir l'ensemble de nos possibilités de scellage, rendez-vous page 90.



[www.starlab.click/pcrplates](http://www.starlab.click/pcrplates)