


FICHE TECHNIQUE



Échelle: 1:1

Référence	S1120-1710
Description	Pointe à filtre TipOne® 20 µl biseautée (stérile)
Conditionnement	10 refills (stériles) de 96 pointes
Code couleur plateau	●
Matériau	Polypropylène vierge naturel
Graduations	Non
Présence d'un filtre	Oui, en HDPE pur
Stérile	Oui
Autoclavable	Non
Compatibilité	Universelle
Qualité	Certifiée sans RNase, DNase, ADN ni pyrogènes



Utilisez le ruban "PULL TO OPEN" pour ouvrir l'emballage.



Soulevez la recharge et le couvercle par les ergots de clipsage et placez-les dans le rack vide TipOne® jusqu'à ce qu'ils se clipsent.



Retirez le couvercle de la recharge.



Compatibles avec les nouveaux racks TipOne® uniquement. Les nouveaux racks ont 3 encoches sur les côtés et le logo TipOne® à l'avant.

Photos non contractuelles

TipOne

Toutes les pointes TipOne® sont certifiées sans RNase, DNase, ADN ni pyrogènes



Les pointes TipOne® sont conçues pour être compatibles avec la plupart des pipettes sans perte de précision ni de justesse.



**STARLAB
International GmbH**
Neuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
Germany

T: +49 (0)40 675 99 39 0
F: +49 (0)40 675 99 39 0
info@starlab.de
www.starlabgroup.com

STARLAB GmbH
Neuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
Germany

T: +49 (0)40 675 99 39 0
F: +49 (0)40 675 99 39 0
info@starlab.de
www.starlab.de

STARLAB (UK), Ltd
4 Tanners Drive
Milton Keynes MK14 5NA
United Kingdom

T: +44 (0)1908 283800
F: +44 (0)1908 283802
info@starlab.co.uk
www.starlab.co.uk

STARLAB FRANCE SARL
30 rue Jean Rostand
91440 Orsay
France

T: +33 (0)1 60 13 71 70
F: +33 (0)1 69 41 48 65
info@starlab-france.com
www.starlab-france.com

STARLAB S.r.l.
Via Pinturicchio 1
20133 Milano
Italy

T: +39 02 7020 1040
F: +39 02 7020 1033
info@starlitalia.it
www.starlitalia.it

www.starlab-france.com

