




## PLTK04310 | Disques d'ultrafiltration, PLTK, cellulose régénérée Ultracel, PMNL 30 kD, 44,5 mm



### Recherche en biologie

#### PLTK04310

10

Le prix n'a pas pu être récupéré

La quantité minimale doit être un multiple de

Les prix peuvent être modifiés sans préavis

[Aperçu](#) [Documentation complémentaire](#) [Produits & Applications associés](#)

### Aperçu

[Description](#)  
[Informations produit](#)  
[Applications](#)  
[Informations biologiques](#)  
[Dimensions](#)  
[Informations sur les matériaux](#)  
[Informations sur l'emballage](#)  
[Tableau de caractéristiques principal](#)

### Tableau de caractéristiques principal

| Chimie                     | Principales applications                              | Diamètre du filtre (ø) | PMNL   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| Regenerated Cellulose (RC) | Purification de protéines, Concentration de protéines | 44.5 mm                | 30 kDa |

| Description            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence              | PLTK04310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nom de marque          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ultracel</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Description            | Disques d'ultrafiltration, PLTK, cellulose régénérée Ultracel, PMNL 30 kD, 44,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Informations générales | <p>Assemble your Amicon Stirred Cell with the membrane of your choice. Ultrafiltration cut disc membranes are available in Ultracel® regenerated cellulose and Biomax® polyethersulfone (PES). The membranes are available in a range of different pore sizes &amp; diameters. Ultracel regenerated cellulose membranes are recommended for concentrating or desalting dilute solutions. The hydrophilic, tight microstructure of Ultracel membranes assures the highest possible retention with the lowest possible adsorption of protein, DNA or other macromolecules.</p> <p>Biomax PES membranes are recommended for concentrating or desalting higher volumes of more concentrated samples such as serum, plasma, or conditioned tissue culture media. Microfiltration Durapore® PVDF cut discs are available 0.1 µm, 0.22 µm, and 0.45 µm pore sizes in both 63.5 mm and 75 mm diameters.</p> <p>Features &amp; Benefits:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disc diameters include: 25, 44.5, 47, 63.5, 76, 90 and 150 mm</li> <li>• Both Ultracel®, Durapore®, and Biomax® membranes are available in a wide range of pore sizes to meet your separation requirements</li> <li>• Compatible with Amicon® Stirred Cells</li> </ul> <p>Applications:</p> <p>Concentration, Buffer Exchange, Desalting</p> |

| Informations produit |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Device Configuration | Ultrafiltration Discs |
| Code du filtre       | PLTK                  |

| Informations produit           |                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de filtre                 | Ultrafiltration                                                                                                  |
| PMNL                           | 30 kDa                                                                                                           |
| Applications                   |                                                                                                                  |
| Application                    | Recherche en biologie                                                                                            |
| Principales applications       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Purification de protéines</li><li>• Concentration de protéines</li></ul> |
| Informations biologiques       |                                                                                                                  |
| Milieux de culture             | Ultracel®                                                                                                        |
| Dimensions                     |                                                                                                                  |
| Surface de filtration          | 13.4 cm²                                                                                                         |
| Diamètre du filtre (ø)         | 44.5 mm                                                                                                          |
| Informations sur les matériaux |                                                                                                                  |
| Chimie                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Regenerated Cellulose (RC)</li></ul>                                     |
| Informations sur l'emballage   |                                                                                                                  |
| Quantité                       | 10                                                                                                               |

[Nous contacter](#)

[Groupe Merck](#) | [Mentions légales](#) | [Conditions d'utilisation](#) | [Respect de la vie privée](#) | [Conditions de vente](#)

© 2018 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

© Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, 2014. Toutes les références à Merck désignent Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne.