




## XX4204708 | Vanne Event/Purge



### XX4204708

1

Le prix n'a pas pu être récupéré

La quantité minimale doit être un multiple de

Les prix peuvent être modifiés sans préavis

[Aperçu](#) [Documentation complémentaire](#) [Produits & Applications associés](#)

### Aperçu

[Description](#)  
[Dimensions](#)  
[Informations sur les matériaux](#)  
[Informations sur l'emballage](#)

| Description                   |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Référence</b>              | XX4204708  |
| <b>Description</b>            | Vanne Event/Purge  |
| <b>Informations générales</b> | <p>Millipore has a broad selection of fittings, adapters, valves, gauges, and tubing that can be used in conjunction with Millipore filtration systems. With stated exceptions, material of construction is Series 300 stainless steel.</p> <p>Tri-Clamp (TC) fittings are referred to by convention as 1 1/2", 2", etc. 1 1/2" TC fittings connect to 1" or 1 1/2" O.D. tube sizes. 2" TC fittings connect to 2" O.D. tube size only.</p> |

### Dimensions

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Diamètre | 2.5 cm (1.0 in.) (I.D.) |
|----------|-------------------------|

### Informations sur les matériaux

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Matériaux de construction | Glass-filled polypropylene |
|---------------------------|----------------------------|

### Informations sur l'emballage

|          |   |
|----------|---|
| Quantité | 1 |
|----------|---|

[Nous contacter](#)
[Groupe Merck](#) | [Mentions légales](#) | [Conditions d'utilisation](#) | [Respect de la vie privée](#) | [Conditions de vente](#)