




Verre pour malade 0,25 L Gilactiv® - bleu

Ref. : G128490



Plus produit

Verre à malade avec graduations (en ml) Gilactiv® conçu avec le procédé exclusif Sanitized®, qui protège la surface du verre contre les virus et les bactéries.

Efficacité antibactérienne et antivirale prouvée sur la surface du verre (en utilisation verre vide ou plein) pour un large spectre de germes, dont le coronavirus humain HCoV-229E.

Des tests menés par un laboratoire français indépendant agréé par l'union européenne ont permis de mesurer la disparition de 98,6% du virus au bout de deux heures.

Optez pour une protection renforcée avec Gilactiv®. Les résultats des tests virucides sont disponibles sur demande.

Couvercle et paille intégrés.

Permet de boire sans renverser le contenu. Facilite l'application des gestes barrières.

Caractéristiques produit

Données logistiques

| | |
|---------------|---------------|
| Hauteur | 115 mm |
| Diamètre | 78 mm |
| Contenance | ,25 L |
| Matière | PEHD |
| Couleur | Bleu |
| Poids | 0.050 kg |
| GENCODE | 3573678684522 |
| Code douanier | 39229000 |

| | |
|---|---------|
| Nombre de pièces par sous conditionnement | 20 |
| Poids sous conditionnement | 1,1 kg |
| Nombre de pièces par palette | 1600 |
| Poids palette | 122 kg |
| Longueur palette | 1200 mm |
| Largeur palette | 1000 mm |
| Hauteur palette | 1470 mm |

Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.