

*Standardisez votre stockage d'échantillons cryogéniques*

fluid<sup>K</sup>

## Picker manuel de tube individuel XTP-1

10-5010, 10-5020



- ✚ Picker manuel de tubes au format 96 ou au format 48
- ✚ Facilite le ciblage et la prise des tubes au milieu des portoirs
- ✚ Bouton pour relâcher précisément le tube
- ✚ Léger et facile à manipuler : < 23g
- ✚ Ergots souples pour convenir à tous types de tubes

Référence	Description
10-5010	XTP-1: picker manuel pour la préhension individuelle d'un cryotube en rack 96 avec bouton d'éjection. Très léger et manipulable d'une seule main même gantée. Résistant à la température et aux solvants chimiques, 1 unité
10-5020	XTP-1: Picker manuel pour la préhension individuelle d'un cryotube de 1,5ml, 2 ml jusqu'à 10ml avec bouton d'éjection. Très léger et manipulable d'une seule main même gantée. Résistant à la température et aux solvants chimiques, 1 unité

