

Pipet-Aid XL

- Pipet-Aid à poignée rallongée pour une manipulation sans effort sous les PSM et hottes à flux laminaire
- Autonome ou rechargeable pendant le fonctionnement
- 3 vitesses
- Avec un ergot ajustable pour un bon maintien de la pipette
- Un support permet de poser le Pipet-Aid avec une pipette encastrée
- Pompe plus puissante et peu bruyante
- Livré complet avec chargeur, 4 filtres de rechange et un portoir mural

Référence	Désignation	€ HT
075194	Pipet-Aid XL	NC -

Accessoires

Référence	Désignation	€ HT
075195	Batteries	NC -
075196	Chargeur + 4 adaptateurs (US, EU, UK, Australie)	NC -
075012	Joints de maintien du filtre dans le nez (les 2)	NC -
075015	Embout silicone porte-pipette (les 2)	NC -
075004	Nez de rechange coloris noir	NC -
075265	Nez de rechange coloris gris	NC -



 DRUMMOND
SCIENTIFIC COMPANY

Pipet-Aid® Hood Mate™

Spécialement pour hottes.

Pratique, sans nécessité de recharge, le Pipet-Aid Hood Mate ne quitte jamais sa station de travail sous la hotte.

- Extrêmement léger
- Précis, à contrôle proportionnel à la pression sur le bouton
- Pompe externe dédiée, prévue pour être fixée dans la hotte
- Sans batterie, la pompe est branchée directement au secteur
- Nez spécial culture, avec filtre (identique au Pipet-Aid portable)

Référence	Désignation	€ HT
075017	Pipet-Aid Hood Mate	NC -




 DRUMMOND
SCIENTIFIC COMPANY

Pipet-Aid® avec pompe externe

Pipeteur à fil relié au secteur, muni d'une pompe externe et/ou d'un filtre externe double, garantie totale contre les contaminations.

- Le double filtre retient à 100 % les particules et les gouttes supérieures à 0,1 µm, évitant toute contamination du moteur
- Protection contre les remontées de liquide dans la poignée (valve)
- Poignée entièrement autoclavable (le moteur étant externe)

Référence	Désignation	€ HT
075018	Pipet-Aid avec pompe sans filtre	NC -
075020	Pipet-Aid avec pompe et nez de culture à filtre interne	NC -
075019	Pipet-Aid avec pompe et double filtre externe	NC -
075174	Pipet-Aid avec pompe et double filtre externe et nez de culture à filtre interne	NC -



 DRUMMOND
SCIENTIFIC COMPANY

Pièces de rechange

Référence	Désignation	€ HT
075021	Valve de sécurité	NC -
075022	Tuyau double (1,5 m)	NC -
075027	Kit de filtration complet	NC -
075023	Filtre interne Balston DFV (les 2)	NC -
075024	Diaphragme de pompe	NC -
075025	Raccord pour tuyau (les 2)	NC -
075026	Nez support pipette complet	NC -
075015	Embout silicone porte-pipette (les 2)	NC -
075011	Filtre hydrophobe 0,8 µm pour nez de culture (les 5)	NC -