

Gel Arnica

> Soulage les coups

Référence	Désignation	€ HT les 100
853161	Tube 50 ml de gel d'arnica	8,76 -

Kit visiteur

- > Charlotte à clip blanche
- > 1 blouse blanche en polyéthylène 20 µm fermeture par boutons pressions
- > 2 surchaussures bleues en polyéthylène
- > 1 masque blanc papier 1 pli à élastique
- > Emballé individuellement

Référence	Désignation	€ HT les 100
030724	Kit visiteur	173,90 -



Produit nettoyant à base de Diphotérine

Convient pour un lavage du visage et du corps en cas de projection chimique, existe en version « lave-œil ».

- > Neutralise instantanément les acides, les bases et des solvants
- > Solution stérile
- > Péréemption : 2 ans
- > Existe en version : 200 ml, 100 ml, et lave-œil (50 ml)
- > Version lave-œil à usage unique, avec scellé assurant l'intégrité du dispositif



Référence	Contenance	€ HT
941017	50 ml (version lave-œil)	60 -
941018	100 ml	106,30 -
941019	200 ml	141,60 -

Lave-œil et stations murales de solution saline ou pH Neutral

- > Solution saline de chlorure de sodium stérile à 0,9 %
- > Pour le rinçage et l'évacuation des corps étrangers, poussières, éclats, solvants, huiles
- > Rincer jusqu'à l'évacuation des corps étrangers
- > pH Neutral : solution neutralisante tampon phosphate 4,9 %
- > Pour le rinçage et la neutralisation des projections chimiques acides ou basiques
- > Rincer avec la solution pH Neutral pendant 2 minutes environ, puis rincer avec la solution saline



Flacon DUO

> Flacons avec œillère simple :

- > Pour le rinçage d'un œil à la fois

> Flacons DUO :

- > Pour le rinçage simultané des deux yeux



Temps de rinçage estimé (min.)

Volume flacon	Œillère simple	Œillère DUO
200 ml	2	-
500 ml	5	2
1000 ml	10	5

Flacons seuls

Œillère	Volume flacon (ml)	Réf. solution saline	€ HT	Réf. pH Neutral	€ HT
Simple	200	060030B	16,50 -	941012B	21,80 -
Simple	500	030025B	23,60 -	-	-
Simple	1000	060725	33,90 -	060728	36,10 -
DUO	500	060724	27,10 -	060727	42,30 -
DUO	1000	060726	46,60 -	-	-

Stations et coffrets muraux

- > Avec solution saline et/ou solution neutralisante pH Neutral
- > Les coffrets en polystyrène sont étanches à la poussière et résistants aux chocs ; ils peuvent être accrochés aux murs



Station murale Combi Plum DUO

coffret mural

Ampoules Quick Rinse

- > Avec solution saline et/ou solution neutralisante pH Neutral
- > Les coffrets en polystyrène sont étanches à la poussière et résistants aux chocs ; ils peuvent être accrochés aux murs

Référence	Désignation	Contenu	€ HT
060737	Distributeur mural Quick Rinse	10 ampoules	43,70 -
060738	Recharge Quick Rinse pour distributeurs	4 étuis x 5 ampoules	49,70 -
060739	Etuis Quick Rinse Mini	5 étuis x 4 ampoules	49,70 -

Accessoires

Référence	Désignation	€ HT
060742	Sacoche-ceinture pour flacon 200 ml (livrée vide)	14,50 -
060029	Sacoche-ceinture avec flacon de solution saline 200 ml	69,90 -