

Désignation

Designation

PUNCH DERMATOLOGIQUE POUR BIOPSIE stérile à usage unique

Disposable sterile dermal biopsy punch

Classe / Class

IIa

Stérilisation / Sterilization

Oxyde d'éthylène / Ethylene oxide

Destination/utilisation

Destination/use

Dispositif pour tous actes de petite chirurgie dermatologique

Device for all dermatological surgical acts

Composition

Composition

Lame (cylindre)/Blade (cylinder) : acier inoxydable/stainless steel

Manche/Holder: Polypropylene

Dimensions

Diamètre de la lame circulaire : 1 à 8 mm

Punch lame courte : Longueur lame : 7 mm

Sizes Diameter circular blade : 1 to 8 mm

Regular biopsy punch : Length blade : 7 mm

Caractéristiques

Characteristics

Cylindre à l'extrémité tranchante en acier inoxydable sans soudure

Manche cannelé (conique et ergonomique) pour assurer une prise plus précise

SANS PRODUIT D'ORIGINE ANIMALE OU BIOLOGIQUE

Taille gravée sur chaque punch pour une identification aisée

Seamless stainless steel sharp cutting edge

Ribbed handle for sure grip and control

Size embossed on each punch for easy identification

WITHOUT PRODUCT FROM ANIMAL AND BIOLOGIC ORIGIN

Références / References

Diamètre Diameter	1 mm	1,5 mm	2 mm	2,5 mm	3 mm	3,5 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm
Punch lame courte	PUK-10	PUK-15	PUK-20	PUK-25	PUK-30	PUK-35	PUK-40	PUK-50	PUK-60	PUK-80

Conformité

Conformity

Directive Européenne 93/42/CEE

European Directive 93/42/EEC

Emballage

Packing

Un punch à biopsie emballé sous sachet pelable

1 face papier – 1 face transparente

One individual biopsy punch packed under transparent peelable pouch- one face paper, one face transparent

Conditionnement

Packaging

20 punch à biopsie par boîte

20 biopsy punch per box

Fabrication

Manufacturing

KAI MEDICAL Japon – certifiée ISO 9001 : 2000

KAI MEDICAL Japan – registred ISO 9001 : 2000

Distributeur France

Distributor in France

Par L.C.H. France - certifiée ISO 9001 : 2000 et ISO 13485 : 2003

By L.C.H. France - registered ISO 9001 : 2000 and ISO 13485 : 2003