

FICHE TECHNIQUE

PCR & Biologie moléculaire – Plaques PCR transparentes High Profile

Fiche créée le: 22/02/2021

Dernière modification le:



72.1978
Sans jupe



72.1979
Demi-jupe

Désignation commerciale : Plaque PCR Multiply®96 puits 0,3 ml

Application : Techniques de PCR

Fabricant : SARSTEDT AG & Co.KG D-51582 NUMBRECHT – Allemagne
Certification ISO 13485

Caractéristiques produit :

- **Description :** Plaque PCR Multiply® 96 puits, transparente, High Profile.
Volume des puits : 300 µl.
Volume de travail recommandé : 5 à 200 µl.
Repérage alphanumérique des puits par sérigraphie noire. Puits légèrement surélevés pour éviter les contaminations croisées et assurer une fermeture optimale par film adhésif.
- **Matière :** Polypropylène (PP)
- **Conditionnement :** Se référer au tableau page suivante
- **Numéro de lot :** Situé sur chaque boîte et carton
- **Date limite d'utilisation :** Sur chaque boîte et carton
Durée de vie : se référer au tableau page suivante
- **Qualités biologiques :** Non stérile ou stérile par oxyde éthylène, se référer au tableau page suivante



Certifiée PCR Performance Tested

ADN humain <0,5 pg/µl

ADN bactérien <0,02 pg/µl

DNase <1x10⁻⁵ U/µl


RNase <1x10⁻⁹ unités Kunitz/µl

PCR en temps réel : <0,5 cycles CT valeur de transfert comparée au contrôle



FICHE TECHNIQUE

PCR & Biologie moléculaire – Plaques PCR transparentes High Profile

- **Qualités biologiques :** Certifiée Biosphère® plus
(suite)
- 
- Stérilité validée selon ISO 11135
ADN humain <5,0 fg/μl
ADN bactérien <0,2 fg/μl
DNase <5x10⁻⁷ U/μl
RNase <5x10⁻¹¹ unités Kunitz/μl
PCR en temps réel : <0,5 cycles CT valeur de transfert comparée au contrôle
ATP <1x10⁻¹² mmol/μl
Pyrogènes / Endotoxines <0,002 UE/ml

Toutes ces mesures sont effectuées sur chaque lot de production par un laboratoire indépendant.
Certificat de conformité disponible en téléchargement sur notre site internet.

Référencement des plaques PCR :

Référence	Jupe	Stérile	Qualité	Durée de vie (mois)	Conditionnement Sous-conditionnement
72.1978	Sans	Non		36	100 pcs Boîte de 5 sachets de 10 pcs
72.1979	Demi	Non		36	100 pcs Boîte de 5 sachets de 10 pcs
72.1979102	Demi	Non		60	100 pcs Boîte de 5 sachets de 5 pcs
72.1979201	Demi	Oui		36	20 pcs Boîte de 10 pcs en emballage individuel
72.1979003*	Demi	Non		36	100 pcs Boîte de 5 sachets de 10 pcs

* La référence 72.1979003 a la particularité d'avoir une étiquette à code-barres de type 128 (8 caractères) appliquée.

Limites d'utilisation - Recommandations :

Article pour usage général de laboratoire.
Usage unique.

Centrifugation : 3 000 x g pendant 5 min à 22°C

Compatible avec la plupart des thermocycleurs du marché (ex : Applied Biosystems, Techne, Eppendorf, ...),
vérifier la compatibilité du modèle avant usage.

Vous pouvez consulter notre outil de compatibilité de nos plaques sur notre site internet :

<https://www.sarstedt.com/fr/service/tableaux-de-compatibilite/plaques-pcr/>