

# stock

client

# GENODIVS

dossier



commande

GE100

Genouillères

DESIGNATION

**PRINCIPAL**  
**Mousse**

100% Polyéthylène

-

DESCRIPTION

- Genouillères en mousse
- Format 190 x 150 x 18 mm
- Taille unique

DESIGNATION

MODE D'EMPLOI

Les genouillères mousse GE100 sont à glisser dans les poches au niveau des genoux, des pantalons, des cottes ou des combinaisons. Lors de l'installation dans les poches, repérez le sens indiqué sur les genouillères (côté extérieur) et ajustez la position une fois le vêtement enfilé. Après que les genouillères aient été positionnées correctement, fermez la poche à l'aide des auto-agrippants.



Niveau 1 / type 2

Mousse conforme à la norme  
EN 14404: 2004 + A1: 2010  
Niveau 1 / type 2

