

INFORMATION DU FABRICANT / MANUFACTURER INFORMATION

Document <i>Document</i>	FICHE TECH A20530	Version <i>Version</i>	20181015
Distribué par <i>Distributed by</i>	<i>LANDANGER S.A. Z.I La Vendue 52906 Chaumont - France</i>		
Classification CE <i>Classification CE</i>	I		

PRODUITS / PRODUCTS

REFERENCES / REFERENCES	DESIGNATIONS / DESIGNATIONS	
A20530	GARROT CAOUTCHOUC PLEIN 18X1.5MM - L:75CM VERT	RUBBER TOURNIQUET FULL L:18MMX1.5MM - L:75CM GREEN

PHOTO OU SCHEMA DU PRODUIT / PHOTO OR SCHEMA OF PRODUCTPERFORMANCES REVENDIQUEES / INTENDED USE

Garrot plat plein en Poly-isoprène, bande lisse et homogène de couleur verte, légèrement talqué. Non lavé, non stérile.

Flat full tourniquet in poly-isopren, smooth and uniform band of green color, slightly talcated. Not washed, not sterile.

CARACTERISTIQUES / FEATURES➤ Dimensions / Dimensions

Longueur / Length: 750 mm

Largeur / Width: 18 mm

Epaisseur / Thickness: 1.5mm

➤ Matériaux (type et nuance) / Materials (type and grade)

Caoutchouc synthétique Isoprène / Isoprene Synthetic rubber

➤ Stockage / Storage

Stocker dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière.

Store in a clean and dry place, keep away from sunlight.

➤ Nettoyage, pré-désinfection / Cleaning, pre-disinfection

Avec un chiffon imbibé d'alcool ou à l'eau savonneuse.

With a cloth soaked with alcohol or soaped water.

➤ Stérilisation / Sterilization

Les conditions de désinfection, stérilisation et stockage influent sur la durée de vie et les caractéristiques des produits caoutchoutés.

Disinfection, sterilization and storage conditions affect the shelf life and the characteristics of rubber products.

EMBALLAGE / PACKAGING

Pochette plastique en polyéthylène (PE).

Unité de vente : 1

Polyethylene plastic pouch (PE).

Sales unit: 1

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION

Produit attaquant l'isoprène. Ne jamais mettre en contact le garrot avec des graisses, des huiles (ex : vaseline, huile de paraffine) ou des solvants organiques tels que benzène, éther, esters et hydrocarbures chlorés ainsi que des oxydants (chlore, acide péracétique).

Ce produit ne contient pas de latex ni de phthalate.

Product attacking isoprene. Never put in contact the tourniquet with fat, oils (Vaseline, paraffin oil) or organic solvent as benzene, ether, ester and chlorinated hydrocarbons and oxydants (chloride, peracetic acid).

This device do not contains latex or phthalate.