

- RECONNAISSANCE & SAUVETAGE INCENDIE -

Courant
FIRE & RESCUE



FASTBOARD

PLANCHE D'EVACUATION FASTBOARD

DESCRIPTIF

La Fast Board est un nouveau type d'équipement permettant le sauvetage rapide d'une victime ou d'un pompier. Grâce à sa forme et ses différents accessoires elle glisse sur tous les types de sol, les escaliers, les échelles, elle peut même être aussi utilisée pour un sauvetage vertical.

Dimensions : L 115 x l 45 x H 10 cm

Coloris : orange (autres coloris, nous consulter)

Composée de :

- une planche avec larges poignées de 20cm pour le portage, rebords de 15 cm et angle de 45° évitant les renversements
- une sangle kevlar pour le tirage (2500 daN)
- un mousqueton large
- une ligne de tirage kevlar 8m Ø7,5mm dans sa housse
- deux sangles de treuillage (position horizontale)

Conforme à la norme EN 1498 pour une évacuation verticale.



G260240 – Planche d'évacuation Fastboard

SANGLE DE SAUVETAGE RHINOEVAC ET SACOCHE

DESCRIPTIF

La sangle Rhinovac permet un amarrage rapide. Elle permet de sécuriser et faciliter tout dispositif incendie (tuyau, échelle...).

Elle facilite de nombreuses techniques de sauvetage de sauveteur, de la traction d'un équipier au sol (avec transformation rapide et simple de la sangle en anneau, disposé sous les aisselles de la victime) à son évacuation par un escalier raide et étroit... De plus, elle peut servir de bandoulière ajustable pour tout outil de type disqueuse, tronçonneuse.

Longueur : 1,65 m

Largeur : 25 mm

Tension maximale d'utilisation de 250 kg (en coefficient de sécurité de 2 comme stipulé sur la norme arrimage NF EN 12195-2 03/2001).

Une sacoche de transport (disponible en option) a été spécialement développée pour faciliter le transport de la Rhinovac. **Cette pochette avec bande velcro offre un accès rapide et peut venir se fixer sur un ceinturon ou un ARI grâce à une boucle prévue à cet effet.**

Dimensions sacoche (L x l x h) : 15 x 15 X 4,5 cm



RHINOEVAC

SACOCHE RHINOEVAC



G260102 – Sangle de sauvetage 1,65m Rhinovac

G260103 – Sacoche de transport pour Rhinovac

