

LANDANGER TECHNOLOGIE POUR LA SANTÉ	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 Indice : 3 Page : 1 Date : 30/04/2002 Révisée : 07/01/2010
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

Version du 01/12/2014 / *Version of December 1st, 2014*

Page / *Page* 1/1

SPATULE ARTICULEE ***ARTICULAED SPATULA***

<u>REFERENCE</u> <i>REFERENCE</i>	<u>DESIGNATION</u> <i>DESCRIPTION</i>
<i>J00031</i>	SPATULE ARTICULEE POUR TISSUS MOUS DIAM 3MM LG UTILE 160MM LG TOT 240MM DIM SPATULE 16X8MM <i>ARTICULATED SPATULA FOR SOFT TISSUES L:240MM DIA.3MM, SPATULA DIMENSIONS 16X8MM</i>



PERFORMANCES REVENDIQUEES ***PERFORMANCES REQUIRED***

Instrumentation de bloc opératoire réutilisable pour chirurgie délicate mini invasive. Pour tissus mous, ne pas appliquer plus de 50g en bout de spatule.

Reusable instrumentation for mini-invasive delicate surgery. For soft tissues, do not apply more than 50g at the end of spatula.

CARACTERISTIQUES ***FEATURES***

Matériaux :
Materials :

Acier inoxydable X2CrNi18-9 (1.4307), X2CrNi18-10 (1.4307), X10CrNi18-8 (1.4310), X30Cr13 (1.4028), X2CrNiMo17-12-2 (1.4404), Polypropylène
Stainless steel X2CrNi18-9 (1.4307), X2CrNi18-10 (1.4307), X10CrNi18-8 (1.4310), X30Cr13 (1.4028), X2CrNiMo17-12-2 (1.4404), Polypropylène

Dimensions :
See product description for the main dimensions.

Nettoyage/Pré-désinfection :
Cleaning / Pre-disinfection :

Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable
Standard for OR reusable medical devices

Stérilisation :
Sterilization:

Autoclavable min 132°C, max 137°C / 18 minutes.
Autoclavable 270°-279°F (132 ° -137°C) /18 minutes.

Conditionnement :
Packing :

A l'unité
1 piece per bag