


VERSION POLYMAILLE®



VERSION POLYMAILLE® HD

## PRODUIT

Coussin d'assise en mousse viscoélastique à mémoire de forme de très haute densité (80 kg/m<sup>3</sup>) avec insert anatomique moulé (mousse haute résilience 40 kg/m<sup>3</sup>)

## MODÈLE

Coussin VISCOFLEX®+

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coussin de forme anatomique, en mousse viscoélastique à mémoire de forme, pour un moulage précis et tout en douceur de la zone sacro-fessière et une stabilité accrue.
- Sa forme anatomique alliée aux propriétés mécaniques de la mousse viscoélastique permet d'augmenter la surface de contact avec le coussin, entraînant ainsi une très nette diminution des pressions transcutanées, et améliorant la stabilité, le positionnement et le confort du patient.
- Insert en mousse de portance élevée qui vient structurer le coussin et jouer un rôle d'ossature afin d'en augmenter ou diminuer la portance sur certaines zones dans le but :
  - d'obtenir l'enfoncement optimal des saillies osseuses du bassin (sacrum, ischions) dans la matière : c'est à dire, une immersion suffisante de la zone à risque pour assurer la meilleure répartition des pressions possible, mais également, en parallèle, une immersion maîtrisée et stabilisée avant la zone de risque de poinçonnement.
  - de transférer les appuis sur les zones du coussin où la mousse est plus portante, et qui sont placées en regard des parties du corps présentant un moindre risque (cuisses, zone périphérique du fessier).
  - de prévenir, grâce à son biseau cural, le phénomène de glisser-avant, notamment en cas de rétroversion du bassin.
- Insert multiportance : parties avant-arrière de l'insert de portances différenciées, en vue d'assurer le rééquilibrage du patient en station assise pour permettre d'accentuer la décharge de la zone ischiatique.
- Livré avec une housse de protection POLYMAILLE® (1HW) ou POLYMAILLE® HD cousue, soudée, sérigraphiée (1HF) amovible.

## PRÉCONISATIONS

- Patient sans trouble de la stabilité.
- Aide à la prévention et au traitement des escarres : Risque Moyen à Élevé
- Durée d'assise au fauteuil > 10 heures par jour.

→ Voir le tableau des références et tailles disponibles page suivante.

GARANTIE **2** ANS



NF EN ISO 597 - 1 & 2

Pour une question technique,  
contactez l'équipe DIMEHO

**dimeho@dimeho.com**  
968, av. du Général Leclerc  
47000 Agen  
Tél. +33 (0)5 53 98 15 18  
Fax +33(0)5 53 98 06 87  
**www.dimeho.com**



PRODUIT	RÉFÉRENCE	TAILLE (L x P x H)	POIDS PATIENT MIN. - MAX.
<b>COUSSIN VISCOFLEX®+ HOUSSE POLYMAILLE®</b>	P361CA32321HW	32 x 32 x 8 cm	15 - 50 kg
	P361CA36361HW	36 x 36 x 8 cm	30 - 50 kg
	P361CA38381HW	38 x 38 x 8 cm	30 - 90 kg
	P361CA38431HW	38 x 43 x 8 cm	30 - 90 kg
	P361CA40401HW	40 x 40 x 8 cm	40 - 100 kg
	P361CA42421HW	42 x 42 x 8 cm	40 - 100 kg
	P361CA42461HW	42 x 46 x 8 cm	40 - 110 kg
	P361CA42501HW	42 x 50 x 8 cm	40 - 110 kg
	P361CA45421HW	45 x 42 x 8 cm	40 - 110 kg
	P361CA45461HW	45 x 46 x 8 cm	40 - 130 kg
	P361CA45501HW	45 x 50 x 8 cm	40 - 130 kg
	P361CA48431HW	48 x 43 x 8 cm	60 - 140 kg
	P361CA51461HW	51 x 46 x 8 cm	60 - 150 kg
	P361CA51501HW	51 x 50 x 8 cm	60 - 160 kg
	P361CA56461HW	56 x 46 x 10 cm	60 - 230 kg
	P361CA61501HW	61 x 50 x 10 cm	80 - 270 kg
<b>COUSSIN VISCOFLEX®+ HOUSSE POLYMAILLE® HD</b>	P361CA40401HF	40 x 40 x 8 cm	40 - 100 kg
	P361CA42421HF	42 x 42 x 8 cm	40 - 100 kg
	P361CA42461HF	42 x 46 x 8 cm	40 - 110 kg
	P361CA45421HF	45 x 42 x 8 cm	40 - 110 kg
	P361CA45461HF	45 x 46 x 8 cm	40 - 130 kg
	P361CA48431HF	48 x 43 x 8 cm	60 - 140 kg
	P361CA51461HF	51 x 46 x 8 cm	60 - 150 kg
	P361CA51501HF	51 x 50 x 8 cm	60 - 160 kg
	P361CA56461HF	56 x 46 x 10 cm	60 - 230 kg

Pour une question technique,  
contactez l'équipe DIMEHO

[dimeho@dimeho.com](mailto:dimeho@dimeho.com)

968, av. du Général Leclerc  
47000 Agen

Tél. +33 (0)5 53 98 15 18

Fax +33(0)5 53 98 06 87

[www.dimeho.com](http://www.dimeho.com)