



COUSSIN DE POSITIONNEMENT CYLINDRIQUE - MICROBILLES



PRODUIT

Coussin de positionnement en microbilles de polystyrène expansé de faible granulométrie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dispositif livré en standard avec 2 housses dont une amovible.
- Peut être utilisé de multiples manières, notamment placé sous les genoux pour positionner les membres inférieurs en semi-fowler.
- Associé à la demi-bouée d'abduction (P9703), il assure un maintien stable des segments en abduction tout en préservant les faces latérales internes des genoux.
- Système de fixation simple et efficace par bande auto-agripante sur le coussin P9703B1HW.
- Microbilles en polystyrène expansé : légèreté et adaptation à la morphologie.
- Traitement d'ignifugation



PRODUIT	RÉFÉRENCE	TAILLE (L x P x H)
COUSSIN CYLINDRIQUE (livré avec housse amovible)	P9702B1HW	Ø 20 x 60 cm

GARANTIE

2
ANS

Pour une question technique,
contactez l'équipe DIMEHO

dimeho@dimeho.com

968, av. du Général Leclerc
47000 Agen

Tél. +33 (0)5 53 98 15 18

Fax +33(0)5 53 98 06 87

www.dimeho.com

DIMEHO

Distributeur de Dispositifs Médicaux