

Pansement hémostatique de formation QuikClot® Combat Gauze

Premiers secours

Pansement hémostatique de formation, permettant un apprentissage optimal des gestes et techniques à adopter pour la mise en place d'un pansement QuikClot® Combat Gauze.



La bande de gaze de ce pansement hémostatique d'entraînement QuikClot® permet de bien suivre la pose de la bande pour une maîtrise rapide de l'hémorragie.

Savoir bien contrôler et arrêter rapidement une hémorragie externe est important pour sauver une vie.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : Bande de gaze
- Dimensions : (Lx l) : 3.65m x 7.6cm plié en Z
- Poids : 22.7 grammes

Instructions d'utilisation :

Pour s'entraîner : mettre en place le pansement QuikClot® de formation pour stopper l'hémorragie. Appliquer une compression quelques minutes avant la pose d'un pansement compressif.

Référence : FA22.21.032

