


VIDÉOLARYNGOSCOPES RÉUTILISABLES



GLIDESCOPE TITANIUM

La conception de la lame et la construction des vidéolaryngoscopes GlideScope® Titanium en font nos vidéolaryngoscopes les plus fins et les plus solides. De conception compacte, ils sont légers et simples et offrent une plus grande manœuvrabilité et un espace de travail amélioré pour les intubations de routine comme pour celles plus complexes.

Les vidéolaryngoscopes GlideScope Titanium associent la solidité de la construction en titane et la confiance de la vidéolaryngoscopie. Les LoPro T2, T3 et T4 offrent une conception compacte et des poignées ergonomiques pour tous les patients, des enfants aux adultes de forte corpulence. Les MAC T3 et T4 apportent la familiarité d'une lame Mac avec une lame de conception compacte.

FONCTIONS HAUTE PERFORMANCE

- Une sélection de tailles et de conceptions de lames pour répondre à un plus grand nombre de besoins cliniques
- Des conceptions compactes pour une meilleure maniabilité et un espace de travail plus grand
- Une construction en titane pour un dispositif plus durable et plus léger
- Des lames faciles à nettoyer – conformes IPX8, avec options de désinfection et de stérilisation. Pas de bouchon de trempage requis.
- Technologie antibuée Reveal™, avec un profil de chauffage rapide pour empêcher l'opacification de la lentille

LE SYSTÈME TITANIUM

- 5 tailles et types de lames réutilisables
- Compatible avec le tout nouveau moniteur 10" GlideScope® Core™ haute définition et le moniteur vidéo GlideScope®
- Lames de style Mac pour répondre à un grand nombre de besoins cliniques
- Didacticiel vidéo technique intégré en 4 étapes facilitant l'apprentissage et l'utilisation du système
- Fonctions de capture d'image, d'enregistrement vidéo et de lecture vidéo en temps réel sur le moniteur permettant de confirmer facilement la mise en place de la sonde et de former les opérateurs
- Possibilité de connecter un moniteur externe à des fins de formation et d'observation



NOUVEAU ! GlideScope Core avec Titanium LoPro T3

Grâce à une lame de laryngoscopie avec une caméra intégrée reliée à un moniteur vidéo, les vidéolaryngoscopes GlideScope® Titanium offrent une vue claire des voies aériennes et des cordes vocales au cours d'interventions telles que les intubations de première intention, les examens oropharyngés normaux ou difficiles, les intubations avec présence de sang ou d'autres sécrétions dans les voies aériennes, la gestion des voies aériennes dans les intubations adultes et pédiatriques, ainsi que les intubations de routine.

COMPOSANTS DU SYSTÈME

- Lame en titane réutilisable avec caméra numérique
- Moniteur GlideScope® Core™ avec écran tactile 10" haute définition
- Choix de station de travail GlideScope Core premium avec bras réglable ou station de travail de base GlideScope Core
- Câble vidéo pour connecter la lame au moniteur
- Stylet rigide GlideRite®
- Clé USB de service contenant le Manuel d'utilisation et de maintenance
- Adaptateur d'alimentation CC 12 Volt et câble d'alimentation
- (En option) Câble HDMI à DVI pour la connexion à un moniteur externe

VIDÉOLARYNGOSCOPES ET COMPOSANTS SYSTÈME SUPPLÉMENTAIRES

LoPro T2



LoPro T3



LoPro T4



MAC T3



MAC T4



GlideScope Core



Moniteur vidéo GlideScope



Stylet rigide GlideRite

L'angle du stylet complète l'angle unique de nos instruments LoPro

