

FICHE TECHNIQUE

Réf : 9013E1512 - 9013E1522-9013E1532

Cable de connexion



EEG CABLE FOR HEAD CAP
1 m, Crocodile, 1.5 mm TPC

REF 9013E1532
x 21



EEG CABLE FOR HEAD CAP
1 m, 2 mm Spring Pin, 1.5 mm TPC

REF 9013E1512
LOT x 21



Nettoyage Nettoyer le câble avec un chiffon imprégné d'un détergent doux. Faire attention à éviter toute pénétration d'eau dans les connecteurs. Sécher le capteur en l'essuyant doucement avec un chiffon sec.