




Medline International France SAS
Le Val Saint Quentin
2 rue René Caudron
78960 Voisins le Bretonneux

Tel: 01 30 05 34 00
Fax: 01 30 05 34 43
www.medline.eu/fr



OPS™ Essential

Casaque de chirurgie

Référence	Longueur (cm)	Taille	Passe-pouces	Bavette	Essuie-mains	Unités/carton
S3505CEC	115	S/M	Non	Non	2	36
S3506CEC	120	L	Non	Non	2	36
S3507CEC	140	XL	Oui	Non	2	32
S3516CEC	150	XLL	Non	Non	2	32
S3545CEC	130	XL	Non	Non	2	36
FS3545CEA	140	XL	Non	Non	2	32
S3585CEC	170	2XLL	Non	Non	2	32

Description

Un carré de transfert en SMS 60x60 cm contient:

- 1 casaque de chirurgie stérile en SMMMS, bande auto-agrippante ajustable au cou (EN13795-1 SP)
- 2 essuie-mains absorbants, 39x30 cm, dépliés

Matière(s)

SMMMS (polypropylène)

Révision: 3

Conditionnement

Sachet de stérilisation pelable

2 sacs en polyéthylène contiennent l'ensemble des unités dans un carton

Fabricant

Medline International France SAS
EN ISO 13485

Réglementation

Conforme à la Directive 93/42/CEE

Classe du dispositif: I stérile

- Veuillez consulter l'étiquetage ainsi que le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.

Titre de document: FIN1441 - Technical sheet

Numéro de document: EU1-00004-F-00025



STERILE EO



Sans latex

2797

© 2020 Medline Industries Inc. ou l'une de ses filiales. Tous droits réservés.
TDS_GownEssentialStandard01_FR04