

# CHARIOT SP170

### SP170 : Chariot connectable au chariot de bionettoyage vapeur SP150

- Le chariot SP170 a été conçu pour être associé au chariot SP150. Il se connecte et se déconnecte très facilement du chariot SP150.
- Le chariot SP170 offre aux utilisateurs une excellente manœuvrabilité et facilité d'utilisation. Il permet de stocker les différents produits nécessaires aux opérations quotidiennes de nettoyage et en particuliers celles relatives aux chambres patients (gaze balayage sol, sacs poubelles, gants, recharge savon, recharge essuie main, papier hygiénique....)
- L'encombrement du chariot a été réduit au maximum en largeur pour ne pas gêner la circulation dans les couloirs
- Le chariot SP170 est déconnecté du chariot SP150 et reste dans les couloirs. Le chariot SP150 entre dans la chambre pour les opérations de bionettoyage vapeur.
- Le chariot SP170 est équipé avec les accessoires ci dessous:
  - toolflex pour connexion ergonomique
  - 1 plateau supérieur
  - 1 plateau intermédiaire
  - 1 plateau inférieur
  - 1 porte poubelle 80-100 litres
  - 1 support filet de lavage avec bac
  - 1 bac - filet de lavage

### Spécification Techniques :

- |            |        |
|------------|--------|
| • Longueur | 95 cm  |
| • Largeur  | 60 cm  |
| • Hauteur  | 110 cm |
| • Poids    | 15 kg  |
| • Roues    | 125 mm |
- Qualité supérieure – double roulement à billes  
2 roues avec pédale frein et blocage  
Bande de roulement qualité anti trace



Chariot SP170



Chariot SP170 connecté au chariot SP150