



# CRITIKON CLASSIC-CUF

## Brassards de tension artérielle

Les brassards de tension CRITIKON™ CLASSIC-CUF™ sont conçus et cliniquement approuvés pour une réutilisation limitée sur plusieurs patients. Fabriqués en vinyle résistant, ces brassards de tension CRITIKON éprouvés sont faciles à nettoyer et capables de supporter des gonflages répétés. Ils représentent ainsi une solution économique pour un usage individuel.



### Une solution fiable, gage d'excellence clinique

- Homologués selon les mêmes normes de qualité que tous les moniteurs patient GE avec des gonflages répétés, ces brassards garantissent précision et fiabilité.
- Des inscriptions en gros caractères gras vous permettent d'identifier rapidement le brassard le mieux adapté à votre patient, favorisant ainsi une précision optimale.

### Conçus pour durer et pour garantir la sécurité du patient

- Fabriqués à partir d'un matériau en vinyle facile à nettoyer et ne contenant pas de latex naturel ni de DEHP, ces brassards sont plus sûrs pour vos patients.
- Diverses tailles de brassard sont disponibles (nouveau-né, enfant, adulte et cuisse) pour s'adapter à une variété de patients en toute fiabilité.
- Le connecteur DINACLICK™ est conforme à la norme internationale ISO 80369-5 et permet de réduire les risques de raccordement erroné à d'autres types d'équipements médicaux.

### Conçu pour améliorer le flux de travail

- Facile à utiliser, le connecteur DINACLICK à connexion rapide permet au personnel infirmier de relier le brassard au tuyau de mesure de PNI bien plus rapidement que les connecteurs de tube traditionnels.
- Conformés aux normes AAMI et AHA relatives à la taille des brassards de mesure de la pression artérielle non invasive, ces modèles permettent de déterminer rapidement la taille la plus adaptée au patient.
- La gamme complète d'adaptateurs et de connecteurs est compatible avec les moniteurs automatiques ainsi qu'avec plusieurs dispositifs manuels, notamment les manomètres muraux et manuels, offrant ainsi un système de connexion universel dans tous les services de l'établissement hospitalier.

### Plusieurs assortiments disponibles

- Pour les utilisateurs de brassards occasionnels, plusieurs types d'assortiments sont disponibles, facilitant ainsi les commandes de produits et optimisant la gestion de stocks.



CLASSIC-CUF			Conforme ISO 80369-5	
				
Taille	Couleur	Circonférence du membre	Connecteur DINACLICK à 2 tubes	Raccord à baïonnette à 1 tube
Nourrisson	Orange	8-13 cm	CLA-P1-2A-5S	2300
Enfant	Vert	12-19 cm	CLA-P2-2A-5S	2301
Adulte, petite taille	Bleu clair	17-25 cm	CLA-A1-2A-5S	2302
Adulte	Bleu marine	23-33 cm	CLA-A2-2A-5S	2303
Adulte, long	Bleu marine	23-33 cm	CLA-A2-2A-L-5S	2306
Adulte, corpulent	Rose	31-40 cm	CLA-A3-2A-5S	2304
Adulte, corpulent, long	Rose	31-40 cm	CLA-A3-2A-L-5S	2307
Cuisse	Marron	38-50 cm	CLA-T1-2A-5S	2305

**Remarque :** Paquet de 20 brassards

## Assortiments DINACLICK

Type de connecteur	Référence (conforme ISO 80369-5)	Description
Connecteurs DINACLICK à 2 tubes	2059304-501	5 brassards adulte petite taille, 10 brassards adulte, 5 brassards adulte corpulent (paquet de 20 brassards)
	2059304-502	1 brassard adulte petite taille, 1 brassard adulte, 1 brassard adulte corpulent (paquet de 3 brassards)

### Brassards SOFT-CUF®, CLASSIC-CUF®, DURA-CUF® et accessoires.

Usage prévu : Le SOFT-CUF®, CLASSIC-CUF® et DURA-CUF® sont destinés à être utilisés en association avec des systèmes de mesure non invasive de la tension artérielle (NIBP). SOFT-CUF® et CLASSIC-CUF® sont disponibles en tailles néonatale, pédiatrique et adulte. Les DURA-CUF® sont disponibles en tailles pédiatriques et adultes.

Classe/organisme notifié : I / CE 0197.

Fabricant : GE Medical Systems Information Technologies, Inc.

Se reporter systématiquement à la version complète du manuel de l'utilisateur et lire attentivement toutes les instructions afin de garantir la bonne utilisation du dispositif médical.

Dernière révision : 23 décembre 2020



© 2021 General Electric Company – Tous droits réservés.

GE Healthcare se réserve le droit de modifier les spécifications et fonctions mentionnées dans le présent document, ou de suspendre la commercialisation du produit décrit, à tout moment, sans préavis ni obligation. Contactez votre représentant GE Healthcare pour obtenir les informations les plus récentes. GE, le monogramme GE, CLASSIC-CUF, CRITIKON et DINACLICK sont des marques commerciales de General Electric Company. GE Healthcare, une division de General Electric Company. GE Medical Systems, Inc., commercialisant ses produits sous le nom de GE Healthcare.

JB00220FR