




Medline International France SAS  
Le Val Saint Quentin  
2 rue René Caudron  
78960 Voisins le Bretonneux

Tel: 01 30 05 34 00  
Fax: 01 30 05 34 43  
<https://www.medline.eu/fr>



Invisishield™

## Housse pour amplificateur de brillance

Référence(s)

Référence	Diamètre «A» (cm)	Hauteur «B» (cm)	Largeur élastique «C» (cm)	Couleur de l'élastique	Quantité par carton
ICEBBG070	75	65	130	Jaune	50
ICE60020S	30	25	55	Rouge	25
ICE60028S	45	35	70	Bleu	25
ICE60030S	56	40	80	Bordeaux	25
ICE60040S	58	50	100	Rose	25
ICE60050S	72	60	120	Blanc	25
ICE60060S	140	70	165	Blanc	10

Description

Un sachet pelable contient :  
1 housse pour amplificateur de brillance, circulaire (HP selon 13795-1)

Matière(s)

Film polyéthylène transparent

Emballage

Sachet de stérilisation pelable

Fabricant

Medline International France SAS - EN ISO 13485

Réglementation

Conforme à la Directive 93/42/CEE  
Classe du dispositif: I stérile

- Veuillez consulter l'étiquetage ainsi que le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.



Sans latex



2797



© 2021 Medline Industries Inc. ou l'une de ses filiales. Tous droits réservés.  
TDS\_BandedBagRound01\_FR03

Durée de conservation: Date limite d'utilisation et période de support

Révision: 4

Titre de document: FINT.441 - Technical sheet

Numéro de document: EU-1-00004-F-00025