


Nom	Description	Longueur (m)	Qté	Modèle/ N° de code	N° de réf.
Ruban adhésif pour BluPRO®	Pour sonde BluPRO® digitée et multisite	—	3 × 30	—	P263
Ruban adhésif cellulaire pour fixation pour sonde en Y multisite TL-260T	Ruban adhésif de type S		24		P260A
	Ruban adhésif de type L				P260B
Adaptateur à pince	Pour sonde en Y multisite TL-260T		1		P256
Ruban adhésif cellulaire	Pour sondes jetables TL-051S, TL-052S, TL-061S ou TL-062S		4 × 25		P260
Ruban adhésif pour TL-535U	Ruban adhésif de type S		6 × 4		P264A
	Ruban adhésif de type L				P264B
Attache pour sonde	Pour sonde digitale TL-630T3		30	YS-093P2	P267

Pour la surveillance de la PNI

 Marquage CE (à partir de juin 2015)

Option		Largeur (cm)	Circonférence applicable (cm)	Longueur (m)	Qté	Modèle/ N° de code	N° de réf.
Tuyau d'air		—	—	0,8	1	YN-981S	S907B
		—	—	1,5		YN-980S	S907A
Brassards réutilisables							
Brassard pour nourrisson	YAWARA-CUFF2	5	8 à 13	0,15	1	YP-710T	S951A
Brassard pour enfant	YAWARA-CUFF2	7	13 à 18			YP-711T	S951B
Brassard pour adultes	Petite taille, YAWARA-CUFF2	10	18 à 23			YP-712T ¹	S951C
	Taille standard, YAWARA-CUFF2	13	23 à 33			YP-713T ¹	S951D
	Grande taille, YAWARA-CUFF2	16	33 à 45			YP-714T ¹	S951E
Brassard pour cuisse	YAWARA-CUFF2	19	45 à 55			YP-715T ¹	S951F
Brassards jetables							
Brassard jetable pour nourrisson		6	8 à 14	0,17	20	YP-810P	S945C
Brassard jetable pour enfant		8	13 à 20			YP-811P	S945D
Brassard jetable pour adulte	Petite taille	10	18 à 26			YP-812P ¹	S946E
	Taille standard	14	26 à 35			YP-813P ¹	S946F
	Taille moyenne	15	29 à 38			YP-814P ¹	S946G
	Grande taille	17	32 à 42			YP-815P ¹	S946H
	Super grande taille	18	35 à 44			YP-816P ¹	S946I
Brassard jetable pour cuisse		20	42 à 50			YP-817P ¹	S946J

¹ Peut être utilisé pour la méthode de prise de mesure par gonflage.