

PRODUITS	BRASSARDS PNI pour Module 91496, DM4 (91331)
TITRE	DISPONIBILITE DES TAILLES DE BRASSARD TRULINK
DOCUMENT	077-0556-00 Rev. A
DATE	15 SEPTEMBRE 2021

Objet

Disponibilité des tailles de brassard TruLink PNI pour utilisation avec appareils de surveillance (Module de Commande 91496 et Spot Check monitor DM4 91331).

Informations générales

Ces brassards PNI sont destinés à être utilisés avec les appareils Spacelabs grâce à une tubulure Réf. 714-0018-00 ou 714-0060-00 obligatoire. La gamme TruLink comporte 8 tailles et trois matériaux différents (nylon, vinyle, tissu) et s'utilise pour le nourrisson, l'enfant, le petit adulte, l'adulte normal, l'adulte moyen, le grand adulte, l'adulte obèse, l'adulte obèse gros bras et autour de la cuisse. Connexion baïonnette.

715-1111-10 Reusable Nylon 715-1112-10 Disposable Vinyl 715-1113-10 Disposable Fabric



Table de références

Veuillez sélectionner la ou les références selon vos besoins dans la table ci-dessous.

Taille du patient/taille du bras	Nylon réutilisable (A l'unité)	Vinyle jetable (5/boîte)	Tissu jetable (5/boîte)
Enfant(8-14cm)	715-1111-10	715-1112-10	715-1113-10
Ado (13-20cm)	715-1121-10	715-1122-10	715-1123-10
Petit adulte(18-26cm)	715-1131-10	715-1132-10	715-1133-10
Adulte (26-35cm)	715-1141-10	715-1142-10	715-1143-10
Adulte Moyen (29-38cm)	715-1151-10	715-1152-10	715-1153-10
Grand Adulte (32-42cm)	715-1161-10	715-1162-10	715-1163-10
Adulte Obèse (35-44cm)	715-1171-10	715-1172-10	715-1173-10
Obèse Max (42-50cm)	715-1181-10	715-1182-10	715-1183-10