



Catalogue de produits














Hamilton Medical

HAMILTON
MEDICAL

Ce document reflète votre sélection de produits dans le catalogue de produits en ligne de Hamilton Medical.

Créé mars 13,
le: 2023
Pays: International

Légende

			Adultes		Usage unique	 L'unité de conditionnement de chaque produit est indiquée dans cette icône de boîte
			Enfants		Réutilisable	
			Nouveau-nés		Autoclavable	

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au catalogue de produits en ligne et aux prix des différents articles. Les informations les plus récentes et les plus complètes sur les produits sont disponibles en ligne.

Consumables

279964

Adaptateur de calibration pour capteur de débit

À utiliser avec un capteur de débit néonatal : réf. 155500, réf. 260177, réf. 260179



GTIN:

07630002804417

Pour le ventilateur:

HAMILTON-C1/C1 neo/T1/T1
Military/MR1/C2/C3/C6/G5/S1 GALILEO,
RAPHAEL





More information:

www.hamilton-medical.com/e-catalog



Manufacturer:

Hamilton Medical AG

Via Crusch 8, 7402 Bonaduz, Switzerland

+41 (0)58 610 10 20

info@hamilton-medical.com

www.hamilton-medical.com

The products shown here are not available for purchase by the general public. The information provided here is intended for healthcare professionals only. Always read the labels and follow the product's instructions for use. Specifications are subject to change without notice. Some features are options. Not all features are available in all markets. All images are used for illustrative purposes only and may not accurately represent the product or its use. For all proprietary trademarks (®) and third-party trademarks used by Hamilton Medical AG see www.hamilton-medical.com/trademarks. ©2022 Hamilton Medical AG. All rights reserved.