

## Fiche technique

Electrodes Pro Padz multifonction  
radio transparente  
8900-4005

**ZOLL®**

Marque :	ZOLL
Référence :	8900-4005
Désignation :	Electrodes Pro Padz multifonction radio transparente
Fournisseur :	Duomed
Classe du produit (marquage CE) :	IIb
Fabricant	ZOLL MEDICAL CORPORATION
Existe t'il un numéro de lot	OUI
Désignation du modèle :	Electrodes pour adulte, défibrillation uniquement
Usage unique	OUI
Patient unique	OUI
Adulte	OUI
Pédiatrique	NON
Néonatalogique	NON
Pas de présence de Latex	NON
L'électrode est compatible avec moniteur de modèle :	R Series, X Series, E Series, M Series
Caractéristique :	Defibrillation Préconnectables Gel liquide
Electrode Longueur mm	1650
Electrode Largeur mm	1270
Diamètre	1524
Epaisseur mm	3
L'électrode de défibrillation est-elle réparable	NON
Longueur des cables liés avec l'électrode de défibrillation en cm	70
Utilisation:	
Durée d'utilisation de l'électrode de défibrillation sur un même patient de	1 jour
Temps de conservation clos après fabrication	24 mois
Temps de conservation ouvert du conditionnement en jours	1
Conditionnement transparent	NON

### Duomed France Solutions

Siège Social : 26, rue de la Montée • 68720 Flaxlanden • France

Locaux IdF : 12-14, rue Sarah Bernhardt • 92600 Asnières-Sur-Seine • France

T +33 (0)3 89 06 14 44 • [info.solutions.fr@duomed.com](mailto:info.solutions.fr@duomed.com) • [www.duomed.com](http://www.duomed.com)

Conditionnement stérile	NON
Type de conditionnement :	Enveloppe papier scellée, laminé aluminium
Quantité de pièce minimale par conditionnement	La boîte de 12 paires d'électrodes



### Duomed France Solutions

Siège Social : 26, rue de la Montée • 68720 Flaxlanden • France

Locaux IdF : 12-14, rue Sarah Bernhardt • 92600 Asnières-Sur-Seine • France

T +33 (0)3 89 06 14 44 • [info.solutions.fr@duomed.com](mailto:info.solutions.fr@duomed.com) • [www.duomed.com](http://www.duomed.com)