



SodiBag IDE + caisson isotherme intégré

Pour le transport d'échantillons réfrigérés/congelés.

Composition :

- **Matériaux et isolation thermique**

- Sacoche : polyester 420D enduit PVC 1 face, couleur Marine
Mousse isolante polyuréthane 34kg/m3, épaisseur 12 mm, insérée dans la doublure
- Caisson : polystyrène expansé (PSE)

- **Rigidité**

- Sacoche : fond et rabat en polypropylène alvéolaire rigide plaques insérées dans la doublure épaisseur 3,3mm



**SodiBag IDE 9L
+ caisson 2,7L**



**SodiBag IDE 26L
+ caisson 9,2L**

Caractéristiques :

Référence	Désignation	Couleur	Sacoche	Caisson	Poids (Kg)
			Dimensions <u>extérieures</u> (L x l x h – en cm)	Dimensions <u>intérieures</u> (L x l x h – en cm)	
A00970_UGAP	SodiBag IDE 9L + caisson 2,7L	● Marine	32 x 23 x 19	20 x 11 x 12,5	0,86
A00971_UGAP	SodiBag IDE 26L + caisson 9,2L	● Marine	40 x 29 x 31	27 x 19,5 x 17,5	1,95

Conditionnement de vente : par carton de 2 pièces (A00970_UGAP), à l'unité (A00971_UGAP).

• Aménagements SodiBag IDE

Fermeture :

- Glissière spirale nylon 8 mm
- 2 curseurs métalliques résistants



Rangements sous le rabat :

- 2 poches filets polyester mesh
- 1 poche supplémentaire, fermeture glissière (26L)



Sur le rabat :

- Poignée souple, cousue, rivetée
- porte-étiquette en PVC cristal, 16x10,5 cm, fermeture par velcro

Portage à l'épaule :

- Bandoulière réglable
 - > amovible (26L)
 - > fixe (9L)

Face avant :

- Marquage sérigraphié « UN3373 »
- Porte-document (26L) en PVC cristal, 23x18 cm, fermeture par velcro


Face arrière :

- Porte-document en PVC cristal + bordure renforcée :
 - > 29x13 cm (9L)
 - > 38x24 cm
 - + poche zippée, fermeture droite par glissière spirale 6 mm (26L)

• Aménagements caisson isotherme

Pour protection échantillons + séparation des accumulateurs de froid :

- Plaque PVC
 - > 16,7 x 9 cm (caisson 2,7L)
 - > 25 x 18 cm (caisson 9,2L)
- Feuille bulles
 - 50 x 30 cm



- Ouverture facile :
- poignée souple

• Accessoire : Accumulateur de froid F8/0°C – F10/0°C – Ice Pack

Proposé séparément.



• Résultats des tests de performances isothermiques

Sur demande.

Pour découvrir tous les SodiBag scannez le QR Code



Contactez notre commercial

commercial@sodibox.com +33 (0) 2 98 06 62 20

Retrouvez tous nos produits sur
www.sodibox.com