

# Poche de recueil d'urine

Système de poches de recueil d'urine

## Informations sur le produit



### Dispositif médical - Classe I stérile ou Classe I non-stérile

Poche de recueil d'urine avec clapet anti-retour, valve croisée et raccord gradué.

Ne doit pas être utilisé en cas de:

- En cas d'hypersensibilité confirmée aux matériaux utilisés.

### DESCRIPTION PRODUIT

Composition

Poche de recueil d'urine : (PVC)

Tubulure : (PVC)

Valve croisée : (PP, PE)

Durée de conservation: 5 ans

Conditions de stockage : +5°C à +30°C, dans un endroit sec, à l'abri de la lumière.

A usage unique

Non réutilisable

Sans latex

**Informations de commande**

Référence	PZN - numéro d'enregistrement pharmaceutique	Volume [ml]	Longueur de tubulure [cm]	Stérilité	Unités par carton [ST]
<b>690220</b>	01804924	2000	90	Stérile (EO):	50
<b>690230</b>	05957116	2000	90	Non stérile	10

**RENSEIGNEMENTS SUR LE FABRICANT**

CONOD Medical Co., Limited  
No. 11 Hongfeng Road, Baimao Industrial Park, Guli Town  
215532 Changshu City, Jiangsu Province  
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

Dispositif médical de classe I stérile (690220) et dispositif médical de classe I non stérile (690230), destinés à être utilisé par des professionnels de santé. Avant utilisation, consultez les instructions et précautions indiquées sur l'étiquetage correspondant.



TUV Sud Product Service GmbH

0123