

## Consommables Interface CPAP Nasale

Harnais polyester – Tailles XXS à XL

*Dispositifs à usage unique, maxi sept jours sur un même patient. Produits non stériles, livrés médicalement propres.*



Références selon diamètre crânien

XXS ( 17-20 cm) : MP 03 880

XS ( 20-23 cm) : MP 03 881

S (23-27 cm) : MP 03 882

M (27-31 cm) : MP 03 883

L (31-37 cm) : MP 03 884

XL (37-42 cm) : MP 03 885

Conditionnement : boîte de 5 unités.

Classe DM : I