



Solution étalon, fer, 25 mg/L de Fe (NIST), paquet de 16 x 10 mL



Réf. produit: 1425310

Vérifications de précision simples

Les fioles d'étalon Voluette et PourRite sont conçues pour l'utilisation directe avec les vérifications de la précision des ajouts d'étalon au photomètre. Utilisez la pipette TenSette pour ajouter des doses d'étalon précises et vérifier le taux de récupération, afin de confirmer la précision.

Minimiser le gaspillage

Utilisez une nouvelle fiole d'étalon pour chaque vérification de la précision. Chaque fiole contient assez d'étalon pour un kit d'ajustement.

Résultats fiables

Les fioles scellées permettent d'éviter la contamination accidentelle ou l'évaporation des solutions étalons.

▼ Caractéristiques

Concentration:	25 mg/L
Description:	Solution étalon de fer pour Fe (NIST)
Plateforme:	Solution
Shelf Life (days) as of shipment date:	150
Volume / taille du carton:	mL/16