



## Solution étalon, manganèse, 25 mg/L de Mn (NIST), pa PourRite 2 mL



Réf. produit: 2112820

### Vérifications de précision simples

Les fioles d'étalon Voluette et PourRite sont conçues pour l'utilisation directe avec les vérifications de la précision des ajouts d'ét photomètre. Utilisez la pipette TenSette pour ajouter des doses d'étalon précises et vérifier le taux de récupération, afin de confi

### Minimiser le gaspillage

Utilisez une nouvelle fiole d'étalon pour chaque vérification de la précision. Chaque fiole contient assez d'étalon pour un kit d'aj

### Résultats fiables

Les fioles scellées permettent d'éviter la contamination accidentelle ou l'évaporation des solutions étalons.

#### ▼ Caractéristiques

<b>Concentration:</b>	25 mg/L
<b>Plateforme:</b>	Solution
<b>Shelf Life (days) as of shipment date:</b>	150
<b>Volume / taille du carton:</b>	mL/20