



Solution étalon de phosphore, 25 mg/L de P (NIST), paquet de 16 - fioles Voluette 10 mL



Réf. produit: 2109210

Vérifications de précision simples

Les fioles d'étalon Voluette et PourRite sont conçues pour l'utilisation directe avec les vérifications de la précision des ajouts d'étalons pour les procédures Hach et le logiciel du photomètre. Utilisez la pipette TenSette pour ajouter des doses d'étalon précises et vérifier le taux de récupération, afin de confirmer les performances du système analytique.

Minimiser le gaspillage

Utilisez une nouvelle fiole d'étalon pour chaque vérification de la précision. Chaque fiole contient assez d'étalon pour un kit d'ajouts d'étalons.

Résultats fiables

Les fioles scellées permettent d'éviter la contamination accidentelle ou l'évaporation des solutions étalons.

▼ Caractéristiques

Concentration:	25 mg/L
Description:	Solution étalon de phosphore comme P (NIST)
Plateforme:	Solution
Shelf Life (days) as of shipment date:	150
Volume / taille du carton:	mL/16