


## Plaques PCR 96 puits ABgene®



- **Format SBS**
- **Paroi ultra-fine** : favorise un transfert thermique rapide, optimal et homogène (reproductibilité accrue)
- **Polypropylène vierge** de qualité médicale extrêmement lisse ne présentant pas de risque d'adsorption d'ADN sur les parois
- **Disponibles en blanc** pour la PCR quantitative
- **Chaque lot certifié** est exempt de DNase, RNase et ADN humain (certificat inclus dans chaque boîte)
- **Certificat de contrôle qualité** fourni
- **Test optique et électrique** pour garantir l'absence de micropores
- **Colerette** autour de chaque puits pour éliminer tout risque de contamination croisée et permettre différentes méthodes de scellage

Différents modèles pour répondre à chacun de vos besoins ou applications :

- plaque standard ABgene® (volume 0,3 ml) ;
- plaque à jupe «Low Profile» (volume 0,2 ml) ;
- plaque à jupe pour la robotique (plaque renforcée) ;
- plaque à demi-jupe sécable ou rigide (volume 0,3 ml) ;
- plaque rigide destinée aux applications robotiques ;
- plaque SuperPlate ultra rigide pour éviter les déformations post-PCR, idéale pour applications robotiques ;
- version avec code-barre aléatoire disponible sur demande pour les plaque à jupe et demi-jupe (naturel et blanc).

Série ABgene	Unités/ carton	Naturel	Naturel marqu.*	€ HT/ carton	Blanc	Blanc marqu.*	Noir	€ HT/ carton	Jaune	Rouge	Violet	Vert	Bleu	€ HT/ carton
<b>Plaque Thermo-Fast 96 puits</b>														
AB-0600	25	016015	017351	NC -	016179	-	-	NC -	016181	016182	016183	016184	016185	NC -
<b>Plaque Thermo-Fast 48 puits</b>														
AB-0648	50	016187	-	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Plaque Thermo-Fast 24 puits</b>														
AB-0624	50	016021	-	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Plaque Low Profile 96 puits</b>														
AB-0700	25	016204	-	NC -	016206	017941	-	NC -	016208	016209	016210	016211	016212	NC -
<b>Plaque à jupe 96 puits Low Profile</b>														
AB-0800 / AB-0800-L	25	016214	016680	NC -	016215	016681	016216	NC -	016217	016218	016219	016220	016221	NC -
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	017953*	017952*	017951*	017950*	NC -
<b>Plaque SuperPlate PCR 96 puits à jupe Low Profile</b>														
AB-2800	25	-	017219	NC -	-	017220	-	NC -	-	-	-	-	-	-
<b>Plaque à demi-jupe 96 puits sécable</b>														
AB-0900	25	016223	-	NC -	016224	-	-	NC -	016226	016227	016228	016229	016230	NC -
<b>Plaque à demi-jupe rigide 96 puits</b>														
AB-0990	25	016232	-	NC -	016233	-	-	NC -	-	-	-	-	-	-
<b>Plaque à jupe 96 puits Low Profile pour robotique</b>														
AB-1300	50	016547	-	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Plaque Detection à 1/2 jupe 96 puits pour ABI</b>														
AB-1100	25	016314	-	NC -	-	-	-	-	016323	016322	-	-	-	NC -
<b>Plaque SuperPlate à 1/2 jupe 96 puits pour ABI</b>														
AB-2100	25	017229	-	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Plaque Detection à 1/2 jupe 96 puits Mark II</b>														
AB-1400 / AB-1400-L	25	016657	016682	NC -	016659	016683	016660	NC -	-	017946*	017944*	-	017942*	NC -
<b>Plaque SuperPlate à 1/2 jupe 96 puits Mark II</b>														
AB-2400	25	-	017232	NC -	-	017233	-	NC -	-	-	-	-	-	-
<b>Plaque PCR 96 puits à jupe low profile</b>														
BC-0800	25	-	017795	NC -	-	017796	-	NC -	-	-	-	-	-	-

\* Marquage alphanumérique noir

WEB















Saisissez la référence sur [dutscher.com](https://dutscher.com) pour afficher le guide de compatibilité des plaques PCR ABgene



AB-0600

AB-0700 Low Profile



Pour les adhésifs : voir page 240  
Pour la fermeture par scellé à chaud : voir page 243