


## Rack pour tubes de 15 et 50 ml



➤ Pour 25 tubes de 50 ml ou 50 tubes de 15 ml

➤ Autoclavables à 121 °C

➤ Congelables à -80 °C

➤ Empilables

➤ Encliquetables

Pour tubes	Naturel	Blanc	Jaune	Orange	Rouge
15 ml	949000	949001	949002	949003	949004
50 ml	949009	949010	949011	949012	949013
€ HT les 5	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Pour tubes	Violet	Bleu	Vert	Assortis
15 ml	949005	949006	949007	949008
50 ml	949014	949015	949016	949017
€ HT les 5	NC -	NC -	NC -	NC -

## Boîtes pour tubes 15, 20, 30 et 50 ml avec couvercle



Boîtes rigides constituées d'un support de couleur fixé sur un fond translucide, et d'un couvercle coiffant translucide, pour une visualisation complète des tubes.

➤ Pour tubes de 15, 20, 30 et 50 ml

➤ Utilisables de -5°C à +125 °C

➤ Avec index de numérotation

Référence	L x P x H (mm)	Ø tubes (mm)	Volume tubes (ml)	Nombre de trous	Coloris	€ HT les 2
064201	148 x 148 x 129	17	15	36	Vert	NC -
064202	148 x 148 x 60	30	20	16	Mauve	NC -
064203	148 x 148 x 91	30	30	16	Orange	NC -
064204	148 x 148 x 129	30	50	16	Rose	NC -

## Support de tubes Incu-Shaker™



Support tube incliné pour 48 tubes : 18 tubes 1,5 ou 2 ml / 12 tubes 5 ml / 12 tubes 15 ml / 6 tubes 50 ml. Pour faciliter l'agitation du contenu des tubes sur une plate-forme à agitation.

➤ En polypropylène, autoclavable à 121 °C

➤ Dimensions base x hauteur x support tubes : 159 x 127 x 210 mm

Référence	Désignation	€ HT
085967	Support Incu-Shaker	NC -

## Portoir multiple en dôme



Pour microtubes 0,5 ml à tubes 50 ml

Portoir congelable, de faible encombrement, pour microtubes 0,5 ml et 1,5 ml, tubes 15 ml, tubes 50 ml.

Coloris	Rouge	Rose	Violet
Référence	053024	053027	053028
€ HT	NC -	NC -	NC -

## Rack pour tubes 50 ml



➤ Pour 20 tubes de 50 ml diamètre 29 mm

➤ Marquage alphanumérique des trous

➤ En polystyrène

➤ Coloris jaune

➤ Contient du matériel recyclé (à raison de 50 %)

➤ Dimensions L x l x h : 204 x 165 x 27 mm

Référence	Désignation	€ HT
064056	Rack pour 20 tubes 50 ml	NC -

ASTUCE



Boîtes de congélation pour tubes 15 ml et 50 ml : voir page 757