


Testeurs microbiologiques NOMAD



- Simples d'utilisation : tout en 1
- Sans laboratoire, sans équipement
- Prêts à l'emploi
- Stockage à température ambiante
- Packs de 25
- Accessoires à ajouter en fonction du type de produit

Code couleur	Rouge	Bleu	Jaune	Translucide (écouvillon sous)	Rouge	Bleu	Jaune
Echantillon	Liquides				Surfaces		
Micro-organismes	Germes totaux aérobies	Coliformes	Levures et moisissures	-	Germes totaux aérobies	Coliformes	Levures et moisissures
Applications	➤ Surveillance de l'hygiène ➤ Contrôle de l'environnement ➤ Surveillance de l'eau ➤ Surveillance des processus	➤ Eaux environnementales ➤ Surveillance de l'hygiène ➤ Matières premières ➤ Suivi des équipements	➤ Contrôle des boissons ➤ Contrôle de l'environnement ➤ Suivi des équipements	-	➤ Surveillance de l'hygiène ➤ Contrôle de l'environnement ➤ Surveillance des processus	➤ Surveillance de l'hygiène ➤ Matières premières ➤ Suivi des équipements	➤ Contrôle des boissons ➤ Contrôle de l'environnement ➤ Suivi des équipements
Incubation	➤ Bactérie non stressée : T. ambiante -35 °C pendant 48-72 h ➤ Bactérie stressée : T. ambiante pendant 7 jours	➤ 35 °C ± 2 °C pendant 22-24 h	➤ 28 °C - 32 °C pendant 24 - 72 h	-	➤ Bactérie non stressée : T. ambiante - 35 °C pendant 48-72 h ➤ Bactérie stressée : T. ambiante pendant 7 jours	➤ 35 °C ± 2 °C pendant 22-24 h	➤ 28 °C - 32 °C pendant 24 - 72 h
Référence	674101	674102	674103	674104	674105	674106	674107
€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Accessoires

Echantillons	Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
Petits solides	693400	Eau peptonée tamponnée - Flacon 90 ml	10	NC -
	076051	Pot à vis 160 ml irradié ClearLine®	360	NC -
Semi solides (pâtes ou broyats)	693400	Eau peptonée tamponnée - Flacon 90 ml	10	NC -
	076051	Pot à vis 160 ml irradié ClearLine®	360	NC -
	390511	Pipette de transfert	1000	NC -
Grandes surfaces	444102BL	Chiffonnette bleue non tissée humidifiée avec eau peptonée tamponnée	25	NC -
	693400	Eau peptonée tamponnée - Flacon 90 ml	10	NC -

Tests BART

- Pour test présence / absence visuelle de bactéries dans l'eau



Test BART (biodétecteurs de test de réaction d'activité biologique)	Référence	Unités/ carton	€ HT/ carton	Référence	Unités/ carton	€ HT/ carton
Bactéries sulfatoréductrices	-	-	-	775519	27	NC -
SLYM pour bactéries visqueuses	775520	9	NC -	775521	27	NC -
Bactéries dénitrifiantes	775523	9	NC -	-	-	-
Bactéries odorifères	775524	7	NC -	-	-	-
Bactéries aérobies hétérotrophes	775525	9	NC -	775526	27	NC -
Bactérie acidifiante	775527	9	NC -	-	-	-
Pseudomonas fluorescentes	775528	9	NC -	-	-	-
Micro algues	775529	9	NC -	775530	27	NC -
Bactéries SPA et piscine	775531	9	NC -	-	-	-