


Saisir le nom du produit, le numéro de lot, etc.



1.07673 ◆ Millipore®

## Silane A 174

 (0)

adhesion promoter

[Toutes les photos \(1\)](#)

Synonyme(s):

Silane A 174, Polyfix® 100, Methacryloxypropyl trimethoxysilane

Documents

[!\[\]\(4f6bf54ae7e4144a72d78316053e412d\_img.jpg\) FDS](#)[!\[\]\(3342c215b2a8b663596a81468d5dc314\_img.jpg\) COA/CoQ](#)[!\[\]\(56549452e01ca28bdf2500ced9653143\_img.jpg\) Fiche des caractéristiques](#)

Empirical Formula (Hill Notation):

 $C_{10}H_{20}O_5Si$ 

Numéro CAS:

**2530-85-0**

Poids moléculaire:

248.35

Numéro MDL:

**MFCD00008593**


Numéro de classement EC:

219-785-8

	Référence	Conditionnement	Disponibilité	Prix	Quantité	
	1076730050	50 ML	 Date d'expédition estimée le 03 octobre 2022	103,00 €	<a href="#"></a> <a href="#"></a>	<a href="#"></a>

[Demander une commande en gros](#)[Ajouter au panier](#)


## PRODUITS RECOMMANDÉS



Sigma-Aldrich

**M6514**

**3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate**  
≥97%



Sigma-Aldrich

**440159**

**3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate**  
98%

**Consulter le prix et la disponibilité****Consulter le prix et la disponibilité**

## PROPRIÉTÉS

Pression de vapeur	0.023 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité	100
Essai/Dosage	≥97% (GC)
Forme	liquid
Puissance	>2000 mg/kg LD <sub>50</sub> , oral (Rat) >2000 mg/kg LD <sub>50</sub> , skin (Rat)
Pf	<-20 °C
Temp. de transition	flash point 108 °C
Densité	1.04 g/cm <sup>3</sup> at 20 °C
Temp. de stockage	15-25°C

InChI	1S/C10H20O5Si/c1-9(2)10(11)15-7-6-8-16(12-3,13-4)14-5/h1,6-8H2,2-5H3
InChI key	XDLMVUHZWKMMD-UHFFFAOYSA-N

## Catégories apparentées

**Protein Electrophoresis Gels & Buffers**

## DESCRIPTION

### Remarque sur l'analyse

Assay (GC): ≥ 97 %

Identity (IR-spectrum): passes test

Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.01 %

### Informations légales

POLYFIX is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.

## INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

<b>Code de la classe de stockage</b>	<b>WGK</b>	<b>Flash Point(F)</b>	<b>Point d'éclair C</b>
	WGK 1	197.6 °F - closed cup	92 °C - closed cup
10 - Combustible liquids			

## DOCUMENTATION

### Certificat d'analyse

Saisir un numéro de lot pour rechercher un certificat d'analyse (COA).

Référence

e.g. T1503

Numéro de lot

e.g. 023J5431

**Comment saisir un numéro de lot (COA)**

**Rechercher**

### Certificat de qualité

Saisir un numéro de lot pour rechercher un certificat de qualité (CoQ).

Référence

e.g. T1503


Numéro de lot

e.g. 023J5431

**Comment saisir un numéro de lot (CoQ)**

**Rechercher**


## LES CLIENTS ONT ÉGALEMENT CONSULTÉ



Sigma-Aldrich

**S4651****Silane-Prep Slides**

glass slides coated with silane (aminoalkylsilane).



Sigma-Aldrich

**440167****(3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane**

≥98%

[Consulter le prix et la disponibilité](#)[Consulter le prix et la disponibilité](#)


## PRODUITS CONSULTÉS RÉCEMMENT



Millipore

**1.07657****Lactose monohydrate**

milk sugar, suitable for microbiology



Millipore

**1.07651****Sucrose**

suitable for microbiology

[Consulter le prix et la disponibilité](#)[Consulter le prix et la disponibilité](#)

## Évaluations

[Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit](#)

# Questions

Soyez le premier à poser une question

## SERVICE TECHNIQUE

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

[Contacter notre Service technique](#)

---

Le contenu de cette page vous a-t-il été utile ?\*



Que pouvons-nous faire pour améliorer cette page spécifique de notre site Internet ?

Envoyer

© 2022 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.

[Conditions d'utilisation du site](#) | [Politique de confidentialité](#) | [Conditions générales de vente](#) | [Consentement relatif au copyright](#) | [Paramètres des cookies](#)