

Scientific Newsletters

Subscribe to our eNewsletters & get tips on applications and innovative products

**GET YOURS HERE!**


Saisir le nom du produit, le numéro de lot, etc.

**76546** ▶ **Sigma-Aldrich®**

Lipase, immobilized on Immobead 150 from *Thermomyces lanuginosus*

★★★★★ (0)

≥3000 U/g

[Toutes les photos](#) (1)

NACRES:
NA.54

Select an Option

Référence

76546-10G



10 G

152,00 €

Scientific Newsletters

Subscribe to our eNewsletters & get tips on applications and innovative products

GET YOURS HERE!



—

1

+

Ajouter au panier

Demander une commande en gros

Documents

↓ FDS

🔍 COO/COA

📄 Fiche des caractéristiques

PRODUITS RECOMMANDÉS



Sigma-Aldrich

L4777

Lipase acrylic resin

≥5,000 U/g, recombinant, expressed in *Aspergillus niger*

Consulter le prix et la disponibilité

< 1 of 10 >

PROPRIÉTÉS

Forme

powder (or beads)

Niveau de qualité

100

Scientific Newsletters

Subscribe to our eNewsletters & get tips on applications and innovative products

GET YOURS HERE!



Temp. de stockage

2-8°C

DESCRIPTION

Application

Lipases are used industrially for the resolution of chiral compounds and the transesterification production of biodiesel.

Actions biochimiques/physiologiques

Lipases catalyze the hydrolysis of triacylglycerols into glycerol and free fatty acids.

Définition de l'unité

1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 µmol butyric acid per minute at pH 7.5 and 40°C (tributyrin, Cat. No. 91010, as substrate)

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Code de la classe de stockage

13 - Non Combustible Solids

WGK

WGK 3

Flash Point(F)

Not applicable

Point d'éclair C

Not applicable

Équipement de protection individuelle

Eyeshields, Gloves, type N95 (US)

Scientific Newsletters

Subscribe to our eNewsletters & get tips on applications and innovative products

GET YOURS HERE!



Certificat d'analyse

Saisir un numéro de lot pour rechercher un certificat d'analyse (COA).

Numéro de lot

e.g. 023J5431

Comment saisir un numéro de lot (COA)

Rechercher

Certificat d'origine

Saisir un numéro de lot pour rechercher un certificat d'origine (COO).


Numéro de lot

e.g. 023J5431

Comment saisir un numéro de lot (COO)

Rechercher

LES CLIENTS ONT ÉGALEMENT CONSULTÉ



Sigma-Aldrich

80841

Lipase, immobilized on Immobead 150 from *Candida rugosa*
≥70 U/g


Consulter le prix et la disponibilité

< 1 of 7 >

Scientific Newsletters

Subscribe to our eNewsletters & get tips on applications and innovative products

GET YOURS HERE!



Sigma-Aldrich

76532

Geranyl pyrophosphate lithium salt

≥95.0% (TLC)

[Consulter le prix et la disponibilité](#)

< 1 of 10 >

Évaluations



[Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit](#)

Questions

[Soyez le premier à poser une question](#)

SERVICE TECHNIQUE

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

[Contacter notre Service technique](#)

Scientific Newsletters

Subscribe to our eNewsletters & get tips on applications and innovative products



GET YOURS HERE!



Que pouvons-nous faire pour améliorer cette page spécifique de notre site Internet ?

Envoyer

© 2022 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.

[Conditions d'utilisation du site](#) | [Politique de confidentialité](#) | [Conditions générales de vente](#) | [Consentement relatif au copyright](#) | [Paramètres des cookies](#)