

Fiche Technique

Chaise d'escalier à chenilles

Réf. ZC050 / CEC



Permet d'évacuer le patient en toute sécurité

- > ultracompacte
- > facile à manœuvrer
- > contrôle aisé de la chaise durant la descente en escaliers, grâce à ses patins avec système d'auto-tension des chenilles et auto-freinant
- > assise réglable et amovible pour faciliter le nettoyage
- > ouverture et fermeture en moins de 3 secondes



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

MATÉRIAU	Châssis en aluminium haute résistance avec bâti tubulaire, coloris Silver Assise en toile vinyle enduit de Spentex®, coloris noir / rouge	
DESCRIPTION	Patins avec système d'auto-tension des chenilles, auto-freinant Assise réglable et entièrement amovible pour permettre un nettoyage plus aisé Equipée de 4 roues pleines dont les deux roues antérieures pivotantes avec frein Système d'ouverture et de fermeture immédiat, s'effectuant en moins de 3 secondes	
DIMENSIONS	Hauteur dépliée : 1 540 mm Hauteur pliée : 1 040 mm Epaisseur pliée : 175 mm Profondeur : 900 mm	Roues avant : 100 x 32 mm Roues arrières : 150 x 32 mm Roues pivotantes : 100 x 32 mm
POIDS	10 kg	
CHARGE ADMISSIBLE	150 kg	
LIVRÉ AVEC	Repose-tête réglable 2 sangles pour le maintien du patient Mode d'emploi présent à l'arrière de l'appui tête	
CERTIFICATION	Dispositif médical de classe I	

