

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 Indice : 5 Page : 1 / 4 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

INFORMATION DU FABRICANT / MANUFACTURER INFORMATION



Document Document	FICHE TECH B134xxx	Version Version	2023-05-11
	RAZORMED INC. B3 Infocity, Sector 33 – 34, Gurgaon – 122001 - India.		
Distribué par Distributed by	LANDANGER S.A. Z.I La Vendue 52906 Chaumont - France		
	2862		
Classification CE Classification CE	IIa		

PRODUITS / PRODUCTS

REFERENCES / REFERENCES	DESIGNATIONS / DESIGNATIONS	
B134100	BISTOURI 'PRIMA' STERILE N° 10 (BOITE DE 10) ACIER INOX	PRIMA STERILE SCALPEL N° 10 (BOX OF 10) STAINLESS STEEL
B134110	BISTOURI 'PRIMA' STERILE N° 11 (BOITE DE 10) ACIER INOX	PRIMA STERILE SCALPEL N° 11 (BOX OF 10) STAINLESS STEEL
B13411P	BISTOURI 'PRIMA' STERILE N° 11P (BOITE DE 10) ACIER INOX	PRIMA STERILE SCALPEL N° 11P (BOX OF 10) STAINLESS STEEL
B134120	BISTOURI 'PRIMA' STERILE N° 12 (BOITE DE 10) ACIER INOX	PRIMA STERILE SCALPEL N° 12 (BOX OF 10) STAINLESS STEEL
B13415S	BISTOURI 'PRIMA' STERILE N° 15S (BOITE DE 10) ACIER INOX	PRIMA STERILE SCALPEL N° 15S (BOX OF 10) STAINLESS STEEL
B134180	BISTOURI 'PRIMA' STERILE N° 18 (BOITE DE 10) ACIER INOX	PRIMA STERILE SCALPEL N° 18 (BOX OF 10) STAINLESS STEEL
B134190	BISTOURI 'PRIMA' STERILE N° 19 (BOITE DE 10) ACIER INOX	PRIMA STERILE SCALPEL N° 19 (BOX OF 10) STAINLESS STEEL
B134200	BISTOURI 'PRIMA' STERILE N° 20 (BOITE DE 10) ACIER INOX	PRIMA STERILE SCALPEL N° 20 (BOX OF 10) STAINLESS STEEL
B134210	BISTOURI 'PRIMA' STERILE N° 21 (BOITE DE 10) ACIER INOX	PRIMA STERILE SCALPEL N° 21 (BOX OF 10) STAINLESS STEEL
B134220	BISTOURI 'PRIMA' STERILE N° 22 (BOITE DE 10) ACIER INOX	PRIMA STERILE SCALPEL N° 22 (BOX OF 10) STAINLESS STEEL
B134230	BISTOURI 'PRIMA' STERILE N° 23 (BOITE DE 10) ACIER INOX	PRIMA STERILE SCALPEL N° 23 (BOX OF 10) STAINLESS STEEL
B134240	BISTOURI 'PRIMA' STERILE N° 24 (BOITE DE 10) ACIER INOX	PRIMA STERILE SCALPEL N° 24 (BOX OF 10) STAINLESS STEEL
B134250	BISTOURI 'PRIMA' STERILE N° 25 (BOITE DE 10) ACIER INOX	PRIMA STERILE SCALPEL N° 25 (BOX OF 10) STAINLESS STEEL

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 Indice : 5 Page : 2 / 4 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

PHOTO OU SCHEMA DU PRODUIT / PHOTO OR SCHEMA OF PRODUCT



L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 Indice : 5 Page : 3 / 4 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

PERFORMANCES REVENDIQUEES / INTENDED USE

Instrumentation de bloc opératoire stérile à usage unique. Bistouris chirurgicaux.
Sterile disposable instrumentation for operating room. Surgical scalpels.

CARACTERISTIQUES / FEATURES

➤ Code CLADIMED / CLADIMED Code

F52AA01

➤ Code GMDN / GMDN Code

47569

➤ Dimensions / Dimensions

- Manche: Longueur 130 ou 135 mm + lame
Epaisseur 4 mm + main gantée ultra grip
- Protecteur : Longueur 52 ou 61 mm et largeur 12 ou 19 mm
- Longueur hors tout de l'ensemble monté : 155 ou 160 mm
- Handle: Length 130 or 135 mm + blade
Thickness 4 mm + bubble sensory grip
- Cap: Length 52 or 61 mm and width 12 or 19 mm
- Overall length of the mounted product: 155 or 160 mm

Matériaux (type et nuance) / Materials (type and grade)

Manche et protecteur en plastique ABS / Lames en acier inoxydable

Handle and cap in ABS plastic / Blades in stainless steel

Acier inoxydable BS 5194 :1991 (F)		Stainless steel BS 5194 :1991 (F)	
Carbone (C)	0.70 à 1.60%	Carbon (C)	0.70 to 1.60%
Silicium (Si)	0.50% maximum	Silicon (Si)	0.50% maximum
Manganèse (Mn)	1.00% maximum	Manganese (Mn)	1.00% maximum
Chrome (Cr)	12.00 à 13.50%	Chromium (Cr)	12.00 to 13.50%
Soufre (S)	0.025% maximum	Sulfur (S)	0.025% maximum
Phosphore (P)	0.03% maximum	Phosphorus (P)	0.03% maximum
Nickel (Ni)	0.50% maximum	Nickel (Ni)	0.50% maximum

➤ Durée de vie / Life-time

Péréemption 5 ans / Lapsing 5 years

➤ Stockage / Storage

Stocker dans un endroit propre et sec, entre 5°C et 45°C.

Store in a clean and dry place, between 5°C and 45°C.

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 Indice : 5 Page : 4 / 4 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

EMBALLAGE / PACKAGING

Sous sachet pelable papier plastique avec double limiteur latéral d'ouverture au centre du sachet.

Peelable plastic bag in paper with double limiting lateral opening in the center of the bag

	Unité d'emploi <i>Using unit</i>	Unité protégée <i>Protected unit</i>	Carton d'expédition <i>Shipping carton</i>
Nature emballage <i>Packing nature</i>	Sachet pelable <i>Peelable paper</i>	Boîte carton <i>Box of carton</i>	Carton <i>Carton</i>
Conditionnement <i>Packaging</i>	1 bistouri <i>1 scalpel</i>	Boîte de 10 bistouris <i>Box of 10 scalpels</i>	Carton de 25 boîtes <i>Carton of 25 boxes</i>
Longueur / <i>Length</i>	215 mm / 215 mm	215 mm / 215 mm	300 mm / 300 mm
Largeur / <i>Width</i>	55 mm / 55 mm	58 mm / 58 mm	235 mm / 235 mm
Hauteur / <i>Height</i>	6 mm / 6 mm	54 mm / 54 mm	285 mm / 285 mm
Volume / <i>Volume</i>	/	675 cm ³ / 675 cm ³	20 100 cm ³ / 20 100 cm ³
Poids / <i>Weight</i>	10 à 12 gr <i>10 to 12 gr</i>	105 à 125 gr <i>105 to 125 gr</i>	3.0 à 3.4 kg <i>3.0 to 3.4 kg</i>

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION

Stérilisation : Rayon Gamma, 25kGy minimum avec témoin sur boîte.

Sterilization process : Gamma ray, 25kGy minimum with indicator on the box.