



Surfaces liaison passive

Catégorie	Surface	Immunoglycoprotéines	Protéines solubles dans l'eau	Protéines moins solubles dans l'eau	Glycanes	Caractéristique
Hydrophobe : Adsorption molécule hydrophobe telles que les biomolécules riche en lipide	PolySorp, Immulon 1B, Universal Binding (UB), Microlite 1+, Microfluor 1	Assez bonne	Assez bonne	Très bonne	Faible	- Faible liaison des immunoglobulines : approximativement 200-250 ng IgG/cm ²
Faiblement hydrophobe : Capacité de liaison augmentée pour diverses biomolécules (glycoprotéines, échantillons serum, lipopolysaccharides)	Immunolon 2 HB, Microfluor 2, MediSorp	Bonne	Bonne	Bonne	Assez bonne	- Liaison protéines - Liaison modérée des immunoglobulines : MediSorp 500-600ng IgG/cm ² Immunolon 2 HB 350-450ng IgG/cm ² - Faible liaison non spécifique pour les échantillons contenant du serum ou plasma
Hydrophile : Optimisé pour lier quantité importante d'IgG (polyclonale), idéal pour les ELISA sandwich. Liaison augmentée des protéines et biomolécules avec caractéristiques hydrophile/hydrophobe	MaxiSorp, Immulon 4 HBX	Très bonne	Très bonne	Assez bonne	Bonne	- Liaison d'une large variété de protéines et biomolécules - Forte liaison des immunoglobulines : approximativement 600-650ng IgG/cm ²
Très hydrophile : Haute affinité pour protéines hydrophiles. Plus sensible au pH	MultiSorp	Faible	Bonne	Assez bonne	Bonne	La liaison des protéines est influencée par le pH dans intervalle de 4-10



Plaques 96 puits

Configuration	Type	Couleur	Vol. du puits (µl)	Unités d'emb.	Unités/carton	PolySorp		MediSorp			MaxiSorp			PolySorp	
						Réf.	€/carton	Réf.	Certificat	€/carton	Réf.	Certificat	€/carton	Réf.	€/carton
F96	Bord surélevé	Transparent	400	10	180	055268	NC -				055266	Oui	NC -		
F96	Bord surélevé	Transparent	400	10	180						055267**	Oui	NC -		
F96	Bord surélevé	Transparent	400	5	60			055608	Oui	NC -				055607	NC -
F96	Pinchbar	Transparent	400	5	60	055137	NC -				055303	Oui	NC -		
F96	Pinchbar	Transparent	400	5	60						055133	-	NC -		
U96	Bord surélevé	Transparent	300	5	60	055139	NC -				055136	-	NC -		
F96	Bord surélevé	Blanc	400	10	80	055223	NC -								
C96	Pinchbar	Blanc	350	5	60						055226	Oui	NC -		
F96	Pinchbar	Blanc	400	10	80						055221	Oui	NC -		
F96	Bord surélevé	Noir	400	10	80	055222	NC -								
F96	Pinchbar	Noir	400	10	80						055220	Oui	NC -		
C96	Bord surélevé	Transparent	350	5	60	055138	NC -								
C96	Pinchbar	Transparent	350	5	60						055135	-	NC -		
C96	Pinchbar	Transparent	350	5	60						055134	Oui	NC -		

**Avec code barre

Plaques 384 puits

Configuration	Type	Couleur	Vol. du puits (µl)	Unités d'emb.	Unités/carton	MaxiSorp	
						Réf.	€/carton
F384	Pinchbar	Noir	120	1	30	055309	NC -
F384	Pinchbar	Transparent	120	1	30	054307	NC -
F384	Pinchbar	Transparent	120	1	30	055457	NC -