


## Varipette® Eppendorf

Pipette pour grands volumes de 1 à 10 ml

Micropipette à déplacement positif de volumes jusqu'à 10 ml. Bien adaptée aux liquides visqueux et à forte pression de vapeur. La Varipette® accepte deux types de seringues de distribution :

- le Varitip P, seringue pour aspirer des volumes de 1 à 10 ml dans des récipients peu profonds ;
- le Varitip S, constitué d'une seringue courte et d'une pointe longue Maxitip de 10 ml (à commander séparément), permet d'aspirer des liquides au fond de flacons ou tubes profonds. On peut également y ajouter une valve spéciale pour éviter la formation de gouttelettes sur la pointe avec des liquides à pression de vapeur élevée.



Référence	Désignation	Unités/boîte	€ HT/boîte
033067	Varipette 10 ml 4720	1	NC -
033068	Seringues Varitip P	100	NC -
033069	Seringues Varitip S	30	NC -
033070	Maxitip 10 ml pour Varitip S	200	NC -
033072	Valve pour Varitip S	100	NC -
033073	Adaptateur pour portoir carrousel Eppendorf	1	NC -

## Combitips® Advanced Eppendorf

Compatibles avec : Multipette® Plus 4980 et 4981, Multipette® Stream et Xstream, Multipette® Pro, EDOS 5222, Multipette® 4780.

Disponibles en :

- qualité standard par 4 sachets de 25 pièces
- PCR clean par 4 sachets de 25 pièces
- qualité Biopur, par 100, sous blister individuel, garanties stériles, apyrogènes, exemptes d'ADN, d'ATP et de RNase
- qualité Forensic DNA : certifiée conforme ISO 18385, exempte d'ADN humain, DNase, RNase et inhibiteur de PCR



Saisissez la référence sur [DUTSCHER.COM](http://DUTSCHER.COM) pour voir la vidéo produit



Saisissez la référence sur [www.dutscher.com](http://www.dutscher.com) pour retrouver le guide des niveaux de pureté Eppendorf

- 9 tailles de Combitips® Advanced : gamme volumétrique de 0,1 à 50 ml
- Code couleur pour identification rapide du Combitips® souhaité, sans erreur
- Pointes longues et effilées : les modèles 2,5 - 5 et 10 ml vont au fond des tubes, permettant de les vider pour ne pas perdre d'échantillon
- Pratique : livré dans un packaging avec serviteur
- Option : portoir Combitip Rack pour manipuler d'une seule main

Vol. (ml)	Avec Multipette® M4			Avec Multipette® E3 / E3X			Code couleur	Combitips® Advanced							
	Volume Min/Max	Incrément (μl)	Vol. max. distribué	Volume Min/Max	Incrément (μl)	Vol. max. distribué		Standard		PCR Clean		Biopur		Forensic DNA	
								Réf.	€ HT les 100	Réf.	€ HT les 100	Réf.	€ HT les 100	Réf.	€ HT les 100
0,1	1 - 20 μl	1 μl	20 μl	1 - 100 μl	0,1 μl	0,1 ml	Blanc	033082B	NC -	035746	NC -	033091B	NC -	-	-
0,2	2 - 40 μl	2 μl	40 μl	2 - 200 μl	0,2 μl	0,2 ml	Bleu clair	033083B	NC -	035747	NC -	033092B	NC -	-	-
0,5	5 - 100 μl	5 μl	100 μl	5 - 500 μl	0,5 μl	0,5 ml	Violet	033084B	NC -	035748	NC -	033093B	NC -	-	-
1	10 - 200 μl	10 μl	200 μl	10 μl - 1 ml	1 μl	1 ml	Jaune	033085B	NC -	035749	NC -	033094B	NC -	933920	NC -
2,5	25 - 500 μl	25 μl	500 μl	25 μl - 2,5 ml	2,5 μl	2,5 ml	Vert	033086B	NC -	035750	NC -	033095B	NC -	933921	NC -
5	50 - 1000 μl	50 μl	1000 μl	50 μl - 5 ml	5 μl	5 ml	Bleu	033087B	NC -	035751	NC -	033096B	NC -	933922	NC -
10	100 - 2 000 μl	100 μl	2 000 μl	100 μl - 10 ml	10 μl	10 ml	Orange	033088B	NC -	035752	NC -	033097B	NC -	-	-
25	250 - 5000 μl	250 μl	5000 μl	250 μl - 25 ml	25 μl	25 ml	Rouge	033089B	NC -	035753	NC -	033098B	NC -	-	-
50	500 - 10 000 μl	500 μl	10 000 μl	500 μl - 50 ml	50 μl	50 ml	Gris	033090B	NC -	035754	NC -	033099B	NC -	-	-

## Accessoires

Référence	Désignation	Coloris	Unités/boîte	€ HT/boîte
033100B	Adaptateur Combitips® Advanced 25 ml	Rouge	1	NC -
033101B	Adaptateur Combitips® Advanced 50 ml	Gris Clair	1	NC -
033102B	Adaptateur Combitips® Advanced Biopur 25 ml, stérile	Rouge	7	NC -
033103B	Adaptateur Combitips® Advanced Biopur 50 ml, stérile	Gris Clair	7	NC -
033106B	Portoir à couvercle Combitip Rack pour 8 Combitips® Advanced de 0,1 à 10 ml		1	NC -



Packaging avec serviteur

POINTES  
MICROPIPETTES

## ViscoTip 10 ml Eppendorf

Spécialement conçue pour la manipulation de liquides à viscosité élevée, tel que la glycérine 99,5 %, le Tween, les huiles, crèmes.

- Pour liquides de viscosité comprise entre 200 mPa.s et 14 000 mPa.s
- Volume : 10 ml
- Volume min/max : 10 - 10000 μl
- Code couleur : double orange

Référence	Désignation	Unités/carton	€ HT/carton
934187	ViscoTip 10 ml Eppendorf	100	NC -



NOUVEAU