

Micropipettes Research[®] plus Eppendorf (suite)

Indicateur de canal

- + pour une utilisation homogène, indicateur de canal (1 à 8)

Embout porte-cône à amortisseur de force

- + Ergonomie améliorée
- + Parfaite adaptabilité aux pointes

Micropipettes multicanaux Research[®] plus Eppendorf

Volume (µl)	Code couleur	8 canaux		12 canaux	
		Réf.	€	Réf.	€
0,5 - 10	Gris	933978	NC -	933979	NC -
10 - 100	Jaune	933980	NC -	933981	NC -
30 - 300	Orange	933982	NC -	933983	NC -
120 - 1 200	Vert	934370	NC -	934371	NC -

Micropipettes Eppendorf Research[®] plus 16 et 24 canaux

- Simplifient le remplissage des microplaques 384 puits
- Ecartement entre les pointes de 4,5 mm
- Technologie SOFTattach pour une meilleure fixation des pointes
- Système SOFTject pour l'éjection successive des pointes, réduisant les forces d'éjection
- Compatibles uniquement avec les pointes epT.I.P.S. 384

Volume (µl)	Code couleur	16 canaux		24 canaux	
		Réf.	€	Réf.	€
1 - 20	Rose clair	934327	NC -	934328	NC -
5 - 100	Jaune clair	934329	NC -	934330	NC -


+ d'info 
Dutscher.com



Astuce

Retrouvez les guides suivants sur notre site :

- Principes du pipetage et de la distribution
- Impacts des techniques de pipetage sur la précision du prélèvement
- Guide de calibration et d'ajustement des pipettes et distributrices
- Influence des paramètres physiques sur le volume prélevé par une micropipette



ep Research[®] plus Packs

	ep Research [®] plus Pack 1	ep Research [®] plus Pack 2	ep Research [®] plus Pack 3
Comprend	1 Research [®] plus 0,5-10 µl 1 Research [®] plus 10-100 µl 1 Research [®] plus 100-1000 µl 3 epTips box (10, 100 et 1000 µl)	1 Research [®] plus 2 - 20 µl 1 Research [®] plus 20 - 200 µl 1 Research [®] plus 100 - 1000 µl 3 epTips box (2 x 200 µl, 1 x 1000 µl)	1 Research [®] plus 0,1 - 1 ml 1 Research [®] plus 0,5 - 5 ml 1 Research [®] plus 1 - 10 ml 1 epTips box 1 ml Sachets pointes 5 ml et 10 ml
Réf.	933963	933964	933965
€	NC -	NC -	NC -