

PAPIERS MEDICAUX EN PLIAGE

CODES IMMED : P2400

POUR : ENREGISTREMENT & ARCHIVAGE DE SIGNAUX PHYSIOLOGIQUES DIAGNOSTIC MONITORAGE ET SURVEILLANCE CARDIOLOGIE NEUROLOGIE ET NEONATOLOGIE.

APPAREILLAGES PRECONISES : moniteur Nihon Kohden FV245-30 15/5

FORME : DIAGRAMME PREDECOUPE ET PLIE

CONVENTION DE DESCRIPTION :

- 245 x 300 mm - 1000 plis jaune

SUPPORT : PAPIER THERMOCHIMIQUE 60GR OU 75GR.
HAUTE DEFINITION. HAUTE VITESSE D'IMPRESSION

PACKAGING : 1 boîte de 50

ETIQUETAGE :

- CODE ARTICLE
- N°DE LOT
- VALIDITE
- MARQUAGE CE
- ORIGINE FABRICATION



- Sensibilités statiques et dynamiques, seuil de saturation de la couche thermochimique (thermotest).
- Stabilité chimique et climatique des pigments (étuvage et exposition UV).
- Tolérances du calibrage de la matière (pesage grammage et mesurages électroniques de l'épaisseur).
- Contrôle dimensionnel du produit fini et mesurage des densités optiques imprimées (densitomètre).

Sur la base de tests toxicologiques et dermatologiques ils sont garantis contre toutes formes de toxicité orale ou dermatologique et certifiés hypoallergéniques.

Les papiers thermiques sélectionnés permettent de vous garantir une **durée d'utilisation optimale** dans le cadre des instructions suivantes :

- température maximale de manipulation et de stockage : entre 18 et 24°C
- humidité maximale de manipulation et de stockage : entre 40 et 60% HR

Ces rouleaux ne sont pas susceptibles d'altérer les appareils de mesures dans lesquels ils seront normalement utilisés, ni susceptibles de modifier la lecture des données. De ce fait ils sont **compatibles** avec les équipements pour lesquels ils sont proposés.

IMPORTANT : ces papiers sont sensibles aux U.V. et au contact avec des agents chlorés et solvants tels que alcool, cétane ou esters. Toute exposition des papiers à l'environnement de produits chimiques est susceptible d'atténuer leur durée d'utilisation des produits.

L'ensemble des ces consignes est porté à la connaissance des utilisateurs à l'aide de **pictogrammes**, d'indications inscrites sur les étiquettes ou notices jointes aux produits.

IMMED Europe
Parc d'activité de la Broye – 59710 ENNEVELIN
Tél : (0033)3 28 55 02 55 fax : (0033)3 28 55 02 58
IMMED BENELUX
AV. W. Churchill, 192 b – 1180 BRUXELLES (BELGIUM)
Tél : (0032) 38 11 555 Fax : (0032)2 38 11 561