

# PAPIERS MEDICAUX EN PLIAGE

## CODES IMMED : P506

**POUR :** ENREGISTREMENT & ARCHIVAGE DE SIGNAUX PHYSIOLOGIQUES DIAGNOSTIC MONITORAGE ET SURVEILLANCE CARDIOLOGIE NEUROLOGIE ET NEONATALOGIE.

**APPAREILLAGES PRECONISES :** Techmed BD3000/4000

**FORME :** DIAGRAMME PREDECOUPE ET PLIE

**CONVENTION DE DESCRIPTION :**


150 x 150 mm – 200

**SUPPORT :** PAPIER THERMOCHIMIQUE 60GR OU 75GR.  
HAUTE DEFINITION. HAUTE VITESSE D'IMPRESSION

**PACKAGING :** 1 boîte de 50

**ETIQUETAGE :**

|                     |
|---------------------|
| CODE ARTICLE        |
| N°DE LOT            |
| VALIDITE            |
| MARQUAGE CE         |
| ORIGINE FABRICATION |



- Sensibilités statiques et dynamiques, seuil de saturation de la couche thermochimique (thermotest).
- Stabilité chimique et climatique des pigments (étuvage et exposition UV).
- Tolérances du calibrage de la matière (pesage grammage et mesurages électroniques de l'épaisseur).
- Contrôle dimensionnel du produit fini et mesurage des densités optiques imprimées (densitomètre).

**Sur la base de tests toxicologiques et dermatologiques ils sont garantis contre toutes formes de toxicité orale ou dermatologique et certifiés hypoallergéniques.**

Les papiers thermiques sélectionnés permettent de vous garantir une **durée d'utilisation optimale** dans le cadre des instructions suivantes :

- température maximale de manipulation et de stockage : entre 18 et 24°C
- humidité maximale de manipulation et de stockage : entre 40 et 60% HR

Ces rouleaux ne sont pas susceptibles d'altérer les appareils de mesures dans lesquels ils seront normalement utilisés, ni susceptibles de modifier la lecture des données. De ce fait ils sont **compatibles** avec les équipements pour lesquels ils sont proposés.

**IMPORTANT :** ces papiers sont sensibles aux U.V. et au contact avec des agents chlorés et solvants tels que alcool, cétane ou esters. Toute exposition des papiers à l'environnement de produits chimiques est susceptible d'atténuer leur durée d'utilisation des produits.

L'ensemble des ces consignes est porté à la connaissance des utilisateurs à l'aide de **pictogrammes**, d'indications inscrites sur les étiquettes ou notices jointes aux produits.

**IMMED Europe**  
Parc d'activité de la Broye – 59710 ENNEVELIN  
Tél : (0033)3 28 55 02 55 fax : (0033)3 28 55 02 58  
**IMMED BENELUX**  
AV. W. Churchill, 192 b – 1180 BRUXELLES (BELGIUM)  
Tél : (0032) 38 11 555 Fax : (0032)2 38 11 561