



DINACLICK

Système de connexion universel de GE Healthcare pour brassards de tension artérielle CRITIKON™ à deux tubes

Ce concept innovant et simple d'utilisation permet aux médecins de connecter/déconnecter rapidement les brassards pour adultes et enfants, et permet une utilisation normalisée sur tous les moniteurs et les dispositifs de mesure de la pression artérielle non invasive (PNI) manuels.

Le clic qui se fait entendre indique à l'utilisateur que le brassard est correctement connecté. Grâce à sa conception ergonomique, le système DINACLICK™ s'utilise sans aucun effort.

Avantages du connecteur DINACLICK

- **Sécurité garantie.** Les raccords de type Luer limitent les risques de mauvaise connexion.
- **Flux de travail amélioré.** La connexion manuelle est plus rapide.
- **Connectivité universelle.** Une solution standard pour les tuyaux à un ou deux tubes.
- **Design intuitif.** Facilité d'utilisation.
- **Composants non-métalliques.** Les matériaux utilisés permettent d'introduire le brassard dans la salle d'IRM.
- **Sécurité du patient.** Sans latex naturel ou DEHP
- **Conformité à la norme ISO-80369-5.** Les connecteurs DINACLICK sont conformes à la norme ISO 80369-5 qui régule les types de connecteurs de PNI afin de prévenir les mauvaises connexions et les risques pour les patients.






Pour obtenir plus d'informations sur les solutions complètes de brassards GE Healthcare, visitez le site gehealthcare.fr/products/patient-monitoring/patient-monitors/non-invasive-blood-pressure-cuffs

Références des brassards de mesure de la pression artérielle non invasive (PNI)

DINACLICK Conforme ISO 80369-5						
Taille	Couleur	Circonférence du membre	SOFT-CUF	CLASSIC-CUF	CLASSIC-CUF ISO	DURA-CUF
Nourrisson	Orange	8-13 cm	SFT-P1-2A-5S	CLA-P1-2A-5S	CLA-P1-2A-X-5S	DUR-P1-2A-5S
Enfant	Vert	12-19 cm	SFT-P2-2A-5S	CLA-P2-2A-5S	CLA-P2-2A-X-5S	DUR-P2-2A-5S
Enfant, long	Vert	12-19 cm	SFT-P2-2A-L-5S	—	—	—
Adulte, petite taille	Bleu clair	17-25 cm	SFT-A1-2A-5S	CLA-A1-2A-5S	CLA-A1-2A-X-5S	DUR-A1-2A-5S
Adulte, petite taille, long	Bleu clair	17-25 cm	SFT-A1-2A-L-5S	—	—	DUR-A1-2A-L-5S
Adulte	Bleu marine	23-33 cm	SFT-A2-2A-5S	CLA-A2-2A-5S	CLA-A2-2A-X-5S	DUR-A2-2A-5S
Adulte, long	Bleu marine	23-33 cm	SFT-A2-2A-L-5S	CLA-A2-2A-L-5S	—	DUR-A2-2A-L-5S
Adulte, corpulent	Rose	31-40 cm	SFT-A3-2A-5S	CLA-A3-2A-5S	CLA-A3-2A-X-5S	DUR-A3-2A-5S
Adulte, corpulent, long	Rose	31-40 cm	SFT-A3-2A-L-5S	CLA-A3-2A-L-5S	—	DUR-A3-2A-L-5S
Cuisse	Marron	38-50 cm	SFT-T1-2A-5S	CLA-T1-2A-5S	CLA-T1-2A-X-5S	DUR-T1-2A-5S

RADIAL-CUF		Conforme ISO 80369-5
		
Couleur	Circonférence de l'avant-bras	Connecteur DINACLICK à 2 tubes
Violet	26-36 cm ¹	SFT-F1-2A-5S



Connecteurs DINAClick

	Référence	Accessoires	Quantité par boîte
	2059294-001	CONNECTEUR FEMELLE DINAClick 2T	BOÎTE DE 10
	2055630-001	CONNECTEUR FEMELLE POUR TUBE 3 mm (1/8 po) DINAClick 1T	BOÎTE DE 10
	2055630-002	CONNECTEUR FEMELLE POUR TUBE 4 mm (5/32 po) DINAClick 2-1 1T	BOÎTE DE 10




Manomètres muraux et accessoires

Référence	Manomètres muraux et adaptateurs pour systèmes de gonflage manuels	Quantité par boîte
2059289-001	AVEC TUBULURE EN SPIRALE, ADAPTATEUR AVEC CONNECTEUR DINAClick, POIRE ET VALVE	BOÎTE DE 5
2059289-002	AVEC ADAPTATEUR AVEC CONNECTEUR DINAClick ET TUBULURE DE 33 CM (13 PO) (PAS DE TUBULURE EN SPIRALE, PAS DE POIRE, PAS DE VALVE)	BOÎTE DE 5

Adaptateurs

	Référence	Description	Quantité par boîte
	2059291-001	ADAPTATEUR EN Y : CONNECTEUR MÂLE À BAÏONNETTE 1T VERS CONNECTEUR FEMELLE DINAClick 2T	BOÎTE DE 10
	2059295-001	BOUCHONS ÉTANCHES – POUR CONNECTEURS NEO-SNAP FEMELLE ET DINAClick MÂLE	BOÎTE DE 50

Tuyaux de PNI pour adulte/enfant

	Référence	Description	Longueur	Compatibilité des produits
	2058203-001	TUYAU DE SOINS POUR ADULTE DINAClick	4 PIEDS/1,2 M	B40, B105, B125, DASH 3000, 4000, 5000, TRAM, MODULE DE DONNÉES PATIENT CARESCAPE™, COROMETRICS 120, 128, 129, 259, 259CX, E-PSM(P), E-PRESTN, E-PRETN, E-RESTN
	2058203-002	TUYAU DE SOINS POUR ADULTE DINAClick	12 PIEDS/3,6 M	
	2058203-003	TUYAU DE SOINS POUR ADULTE DINAClick	24 PIEDS/7,2 M	
	2058205-001	TUYAU CRITIKON POUR ADULTE DINAClick	12 PIEDS/3,6 M	MONITEURS DINAMAP PRO, DINAMAP PROCARE, CARESCAPE V100, VC150, COMPACT, MPS
	2058205-002	TUYAU CRITIKON POUR ADULTE DINAClick	24 PIEDS/7,2 M	
	2087389-001	Tuyau de PNI CARESCAPE ONE DINAClick	4 PIEDS/1,2 M	CARESCAPE ONE
	2087389-002	Tuyau de PNI CARESCAPE ONE DINAClick	12 PIEDS/3,6 M	
	2087389-003	Tuyau de PNI CARESCAPE ONE DINAClick	24 PIEDS/7,2 M	

SOFT-CUF®, CLASSIC-CUF®, DURA-CUF® et Accessoires.

Usage prévu : Le SOFT-CUF®, CLASSIC-CUF®, et DURA-CUF® sont conçus pour être utilisés avec des systèmes de mesure non invasive de la pression artérielle (PNI) afin d'obtenir une mesure de la pression artérielle. SOFT-CUF® et CLASSIC-CUF sont disponibles en tailles néonatale, pédiatrique et adulte. Les DURA-CUF® sont disponibles en tailles pédiatrique et adulte. Classe/ Organisme notifié: I / CE 0197. Fabricant: GE Medical Systems Information Technologies, Inc. Se reporter systématiquement à la version complète du manuel de l'utilisateur et lire attentivement toutes les instructions afin de garantir la bonne utilisation de l'appareil médical.

Dernière révision: 23 Décembre 2020

RADIAL-CUF®.

Usage prévu : Le RADIAL-CUF® est destiné à être utilisé avec des appareils de PNI oscillométriques automatisés pour mesurer la pression artérielle radiale sur l'avant-bras. Le RADIALCUF® est disponible uniquement en taille adulte. Classe/ Organisme notifié: I / CE 0197. Fabricant: GE

Medical Systems Information Technologies, Inc. Se reporter systématiquement à la version complète du manuel de l'utilisateur et lire attentivement toutes les instructions afin de garantir la bonne utilisation de l'appareil médical.

Dernière révision: 23 Décembre 2020



© 2021 General Electric Company – Tous droits réservés.

GE Healthcare se réserve le droit de modifier les spécifications et fonctions mentionnées dans le présent document, ou de suspendre la commercialisation du produit décrit, à tout moment, sans préavis ni obligation. Contactez votre représentant GE Healthcare pour obtenir les informations les plus récentes. GE, le monogramme GE, CRITIKON, DINAClick et CARESCAPE sont des marques commerciales de General Electric Company. GE Healthcare, une division de General Electric Company.

GE Medical Systems, Inc., commercialisant ses produits sous le nom de GE Healthcare.

JB00222FR